FICHE TECHNIQUE

Désignation

- VISIONLITE COLORCALC 5.4

Référence

- 229049

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- À utiliser avec (équipement) : Spectrophotomètres Thermo Scientific GENESYS 30, 40, 50, 140, 150, 180, BioMate 160, Evolution 201, 220, 260 Bio, 350
- Comprend : USB avec programme d'installation du logiciel et manuel d'utilisation (en anglais et en allemand). Langues d'affichage : Anglais, allemand, espagnol, portugais, français, italien, russe et coréen
- Accessoires requis : Câble d'interface 840-312200 pour spectrophotomètres Thermo Scientific GENESYS 40-180 et BioMate 160. 085-820200 - Câble USB standard pour spectrophotomètre Thermo Scientific GENESYS 30.
- Type : Logiciel VISIONlite ColorCalc



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com