

Solvant de dilution d'aminoacides F, pour la silice Rapid Liquid, 475 mL

Réf. produit: **2353011**

Dangereux



Pour la détermination de la silice en plage ultra-basse à l'aide de la méthode Rapid Liquid par bleu hétéropoly. Méthode Hach 8282/Plage : 3 à 1 000 µg/L SiO_2. Utilisé avec de la poudre de réactif d'aminoacides F (2651155). Les méthodes Rapid Liquid sont un moyen économique d'analyser plusieurs échantillons et de mesurer la concentration de traces. Nécessite une cellule de circulation.

Caractéristiques

Nom de la méthode:	Bleu hétéropoly
Nombre de tests:	250
Plateforme:	Solution

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS