Hoja de Datos



DT-20-M-gamma Tube with rotor-stator element (20x)

Componentes: tubo, órgano dispersor, tapa

Volumen: 5 - 15 ml

Aplicaciones: dispersar, homogeneizar, supender

Adecuado además para:
- Añadir medios durante el tratamiento de pruebas
- Toma de muestras durante el tratamiento de muestras
- Tratamiento de muestras bajo condiciones estériles
- Almacenamiento de pruebas (tejido, sangre, etc.) exento de gérmenes)

Unidad de embalaje: 20 unidades

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Sujeto a modificaciones ténicas