Datenblatt



ST-20-M-gamma Mischgefäß mit Rühreinheit (20x)

Komponenten: Tube, Rührorgan, Deckel
Volumen: 2 - 15 ml
Applikationen: Mischen, Rühren, Extrahieren, Aufschlämmen von Bodenproben, Auflöseversuche von Arzneimitteln

Zusätzlich geeignet für:
- Zugabe von Medien während der Bearbeitung von Proben
- Probenentnahme während der Bearbeitung von Proben
- Probenbearbeitung unter sterilen Bedingungen
- Keimfreie Aufbewahrung von Proben (Gewebe, Blut, usw.)

Verpackungseinheit: 20 Stück

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten