Datenblatt



DT-50-M-gamma Mischgefäß mit Dispergiereinheit (10x)

Komponenten: Tube, Dispergierorgan, Deckel
Volumen: 15 - 50 ml
Applikationen: Dispergieren, Homogenisieren, Suspendieren

Zusätzlich geeignet für:
- Zugabe von Medien während der Bearbeitung von Proben
- Probenentnahme während der Bearbeitung von Proben
- Probenbearbeitung unter sterilen Bedingungen
- Keimfreie Aufbewahrung von Proben (Gewebe, Blut, usw.)

Verpackungseinheit: 10 Stück

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© IKA® Werke Staufen/Germany 2017 www.ika.com
Technische Änderungen vorbehalten