Unités de filtration stériles ClearLine®

- Seuil de coupure 0,22 µm
- Membrane PES pour un débit optimisé
- Stérilisé par irradiation gamma sal 10^{-6}
- Numéro de lot sur chaque emballage

Notre Sélection

Réf.	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton
258457	250	12	170,40 -
258458	500	12	197,20 -
258459	1000	12	280 -




Entonnoirs de filtration pour la microbiologie ClearLine®

- Entonnoirs prêts à l'emploi pour microbiologie
- Emballage individuel stérile

Notre Sélection

Membrane : matière/diamètre	MCE ou PES/47mm
Couleur de la membrane	Blanche quadrillé noir
Corps	Polystyrene hydrophobe



Entonnoirs 100 ml

- L'entonnoir se transforme en boîte de Pétri après filtration
- Compatibilité avec rampes d'autres marques avec ajout d'adaptateurs en option
- Membrane blanche quadrillée noire
- Seuil de coupure 0,22 ou 0,45 µm

Réf.	Membrane	Seuil (µm)	Unités/ carton	€/ carton
258472	MCE	0,22	50	368 -
258473		0,45	50	368 -
395220	PES	0,22	50	196 -
395221		0,45	50	196 -

Entonnoirs 300 ml

- Membrane MCE ou PES avec quadrillage noir
- Seuil de coupure 0,22; 0,45 ou 0,8µm
- Existe en entonnoir seul sans membrane

Réf.	Membrane	Seuil (µm)	Unités/ carton	€/ carton
395218	MCE	0,45	12	94 -
395219		0,8	12	122 -
395222	PES	0,22	12	102 -
395223		0,45	12	102 -
395224	Sans	-	48	133 -

Accessoires indispensables pour entonnoir 100 ml

Réf.	Adaptateur pour entonnoir 100 ml...	€
395229	sur rampe Microfunnel Pall 4889	8 -
395230	sur bouchon silicone ou Millipore EZ-Fit® hihe1	8 -
395231	sur rampe Millipore EZ-Fit®	8 -
395232	sur rampe Microsart	8 -

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com