Filtre seringue ClearLine®

- Filtres seringue 33 mm
- Existe en version stérile gamma irradié
- Entrée connexion Luer lock femelle, sortie Luer slip mâle

Volume d'échantillon	200 ml
Surface de filtration	4,9 cm²
Température maximale	60 °C
Pression maximale de fonctionnement	87 PSI
Diamètre externe	34,2 mm
Corps de filtre	Polypropylène

Notre Sélection

Filtre seringue ClearLine® PES 33 mm

- Membrane PES pour un débit optimisé
- Seuil 0,22 ou 0,45 µm
- Diamètre 33 mm
- Version stérile avec emballage individuel



Réf.	Stérile	Seuil (µm)	Unités/ carton	€/ carton
258462	Non	0,22	100	90,50 -
258463		0,45	100	90,50 -
258466	Oui	0,22	50	60,10 -
258467		0,45	50	60,10 -

Filtre seringue ClearLine® PVDF 33 mm

- Membrane PVDF pour une très faible adsorption protéique
- Bonne résistance aux solvants
- Seuil 0,45 µm
- Diamètre 33 mm
- Version stérile avec emballage individuel



Réf.	Stérile	Seuil (µm)	Unités/ carton	€/ carton
258468	Non	0,45	100	117,10 -
258471	Oui	0,45	50	57,20 -

Filtre seringue ClearLine® acétate de cellulose

- Membrane en acétate de cellulose polyvalente
- Faible adsorption protéique
- Diamètre 25 ou 33 mm
- Seuil 0,22 ou 0,45 µm
- Existe en version stérile emballage individuel



Réf.	Diamètre (mm)	Stérile	Seuil (µm)	Unités/ carton	€/ carton
395225	25	Non	0,22	100	59 -
395226		Oui	0,22	50	55 -
258460	33	Non	0,22	100	86,90 -
258461			0,45	100	86,90 -
258464		Oui	0,22	50	57,20 -
258465			0,45	50	56,30 -

Filtre seringue ClearLine® PTFE 33 mm

- Membrane PTFE hydrophobe pour filtration d'air ou de solvants
- Très bonne résistance chimique
- Seuil 0,22 ou 0,45 µm
- Diamètre 33 mm



Réf.	Seuil (µm)	Unités/ carton	€/ carton
258469	0,22	100	88,60 -
258470	0,45	100	88,60 -

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez votre offre de prix.