Owi EmeralDye Safe DNA Stain

Fiche Technique

Références : 258512 - 258512E

POUR USAGE DE RECHERCHE UNIQUEMENT

CONDITIONNEMENT : 250 gels (1 mL)


TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : +4°C à l'obscurité

DURÉE DE CONSERVATION : 12 mois à compter de la date de réception si le produit est stocké correctement

---

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- Colorant pour la détection d'acides nucléiques dans les gels d'agarose
- Colorant alternatif au bromure d'éthidium (BET)
- Longueurs d'onde d'excitation : 490 nm (principale), 270 et 290 nm (secondaires)
- Longueur d'onde d'émission : 530 nm (Fluorescence Verte)
- L'Owi EmeralDye peut être utilisé avec une table UV standard ou autre instrument à LED
- Pas d'effet mutagène (selon test Ames)
- Pas de toxicité (DL50 = 10 000 mg/kg)



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Dominique DUTSCHER SAS - 67170 BERNOLSHEIM - FRANCE
Tel. : +33 3 88 59 33 90 – www.dutscher.com
Service client – commande : info@dutscher.com
Support technique : demandes_techniques@dutscher.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Dominique DUTSCHER SAS - 67170 BERNOLSHEIM - FRANCE
Tel. : +33 3 88 59 33 90 – www.dutscher.com
Service client – commande : info@dutscher.com
Support technique : demandes_techniques@dutscher.com