

# Poudre de réactif, aminoacides F, silice, Rapid Liquid, 55 g

**Réf. produit:** **2651155**

Dangereux



Pour la détermination de silice en plage ultra basse à l'aide de la méthode par bleu hétéropoly. Méthode Hach 8282. Utilisé avec du solvant de dilution pour aminoacides F (2353011) avec la méthode Rapid Liquid.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Nom de la méthode: | Bleu hétéropoly |
| Nombre de tests: | 250 |
| Plateforme: | Jar |

## Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS