PROGNOSIS BIOTECH

SOLUTIONS DE CONTROLE DE L'HYGIÈNE

DÉTECTION DES RÉSIDUS D'**ATP** ET DE **PROTÉINES**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS






Détecter l'invisible



ATP-FLOW SURFACE



- ☑ Résultats en **10 secondes.**
- ☑ **Appareil portable :** détection ATP sur site
- ☑ Résultats : sur l'**écran**, sur votre **PC** ou dans le **cloud**.
- ☑ LOD: **0.53 fmole ATP**




PRELEVER → ACTIVER → AGITER → LIRE



ATP-FLOW TOTAL WATER



- ☑ Résultats immédiats en **10 secondes**
- ☑ **Idéal pour les systèmes CIP** (Clean-In-Place) et l'eau de rinçager
- ☑ Détecte l'**ATP microbienne** et **non microbienne**
- ☑ Résultats : sur l'**écran**, sur votre **PC** ou dans le **Cloud**



TREMPER → ACTIVER → AGITER → LIRE


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

PROTEIN FLOW





- ☑ Résultats en **10 minutes**
- ☑ **Détection visuelle colorimétrique** (Passage du vert au violet)
- ☑ **Mesure semi-quantitative** des résidus protéiques sur les surfaces
- ☑ LOD: **10 µg de protéines**
- ☑ **Pas d'incubation** nécessaire



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Résumé

TEST	MATRICE	TECHNOLOGIE	LECTURE	RÉSULTAT
ATP-FLOW Surface	Surface	Bioluminescence	PhosReader 2	URL Unitée Relative de Lumière
ATP-FLOW Total Water	Eau	Bioluminescence	PhosReader 2	URL Unitée Relative de Lumière
PROTEIN-FLOW	Surface	Colorimétrique	Visuel	Changement de couleur



Secteurs d'application


- Production **agroalimentaire**
- Usines de transformation des produits **laitiers** et de la **viande**
- **Boulangeries** et **confiseries**
- Industrie **pharmaceutique** et **cosmétique**
- **Restauration** et **hôtellerie**
- **Agriculture** et **santé animale**
- **Traitement de l'eau et hygiène industrielle**


PHOSREADER 2


Luminomètre

- **Portable** et **ultra-léger**
- Résultats instantanés: sur l'**écran**, sur votre **PC** ou dans le **Cloud**
- Connectivité **Bluetooth, Wi-Fi** et **USB**
- Lecture rapide en **10 secondes**
- **Écran tactile** intuitif
- Interface logicielle **facile à utiliser** (PhosConnect)
- **Auto-calibration automatique**
- **Grande capacité de stockage :** plus de 10 millions de données
- Certifications **CE** et **RoHS**









DOMINIQUE DUTSCHER SAS

www.prognosis-biotech.com
exports@prognosis-biotech.com

PROGNOSIS BIOTECH