Fiche d'informations techniques

Corps de prélèvement BD Vacutainer®
Pour tubes BD Vacutainer® et/ou flacons d'hémoculture BD Bactec™

Numéro de référence produit : **364815**

Usage prévu

Corps à usage unique pour le prélèvement des tubes BD Vacutainer® de diamètre 13 et 16 mm et/ou flacons d'hémoculture BD Bactec™.

Informations de fabrication

Fabricant (légal):	Becton, Dickinson and Company Belliver Industrial Estate Belliver Way Roborough, Plymouth, PL6 7BP, UK
Numéros des normes et certifications:	ISO 14001:2015, EMS 37154 ISO 13485:2016 MD 613320
Pays d'origine:	Espagne, USA
Organisme de certification:	BSI UK (0086)
Organisme de notification :	N/A
Représentant Européen :	Becton Dickinson Ireland Ltd., Donore Road, Drogheda, Co. Louth, A92 YW26, Ireland

Stérilisation


Méthode :	Ce produit n'est pas stérile

Conformité

Directive:	Directive européenne MDR 2017/745
Classification:	Classe I

Caractéristiques du Produit

Conservation du produit :	Ne pas exposer à la lumière solaire directe
Durée de conservation:	Pas de durée de conservation spécifiée
Nomenclature mondiale des dispositifs médicaux (Système GMDN):	37566
Fiche de données de sécurité (FDS) du matériau:	Sans objet



1. Corps Polypropylène (PP)

Présence de latex	• Non
Présence de DNR (caoutchouc naturel sec)	• Non
Présence de Phtalates	• Non
Présence de produits d'origine animale	• Non

Caractéristiques de l'emballage

250 Poids paquet unitaire (kg):	0,595	250 Matériau emballage unitaire:	Polyéthylène
250 Volume emballage unitaire (m^3):	0,011625	250 Poids emballage unitaire (kg):	0,020
250 Dimensions du paquet unitaire LxHxl (mm):	Dimensions du sachet (à plat) 482,6 x 398,78	1000 Poids paquet unitaire (kg):	2,850
1000 Matériau emballage unitaire:	Carton	1000 Volume paquet unitaire (m^3):	0,044610
1000 Poids emballage unitaire (kg):	0,460	1000 dimensions du paquet unitaire LxHxl (mm):	419,1 x 355,6 x 255,5

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


Numéro de référence produit: 364815

Informations figurant sur les étiquettes

L'étiquetage est entièrement conforme aux conditions de la Directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux et porte la marque CE.

	Paquet Unitaire	Boîte	Carton
Nom de la société		•	•
Adresse du fabricant		•	•
Référence du produit		•	•
Marquage CE		•	•
Symboles d'usage unique		•	•
Numéro de lot		•	•
Nombre d'unités produit contenues dans l'emballage		•	•
Code à barre primaire (GS1-128): identification produit		•	•
Code à barre secondaire (GS1-128), quantité, date de péremption, n° de lot		•	•
Nom du produit et brève description		•	•

Mode d'emploi



Autres documents disponibles

1. Clinical and Laboratory Standards Institute: Procedures for the Collection of Diagnostics Blood Specimens by Venipuncture (7th Edition). Wayne, PA, USA, 2007: Document GP41-A7.
2. Garza D and Becan-McBride K. Phlebotomy Handbook: Blood Collection Essentials (Fourth Edition). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall, 2001.
3. McCall RE and Tankersley CM. Phlebotomy Essentials (Fourth Edition). Philadelphia, USA: Lippincott Williams and Wilkins, 2007.
4. Guder WG, Narayanan S, Wisser H and Zawta B. Samples: From the Patient to the Laboratory: the Impact of Preanalytical Variables on the Quality of Laboratory Results (Fourth Edition). Darmstadt, Germany: Wiley-VCH; 2009.
5. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI; formerly NCCLS): Protection of Laboratory Workers from Occupationally Accquired Infections (Third Edition). Wayne, PA, USA, 2005: Document M29-A3.
6. BD Publication: Recommendations For The Decontamination Of Reusable Blood Collection Holders, 2006
7. BD White Paper: BD Vacutainer™ Standard Yellow Needle Holder Decontamination Procedure for Presence of Residual Blood, 2001

Conservation et stabilité des échantillons

NA

Références

non applicable

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

© 2024 Le logo de BD et toutes les autres marques déposées sont la propriété de Becton Dickinson and Company. WEU298.1

Becton Dickinson France SAS
11, rue Aristide Bergès, BP 4
38801 Le Pont de Claix Cedex
Tel: +33 (0)4 76 68 36 36
www.bd.com/fr/
vacutainerfr@bd.com