Biosigma s.r.l.
a Dominique Dutscher Company
Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D
Aggiornamento
28/11/17

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

TAMPONCINI IN COTONE SU LEGNO LATEX FREE -STERILI

COTTON SWABS ON WOOD LATEX FREE - STERILE



Codice CND: V901301

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 93/42/CEE Allegato V – CE 0373
CE Marked product - manufactured in compliance with 93/42/EEC Directive Annex V – CE 0373

Fabbricante	**JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD**	***Manufacturer***
MANDATARIO	**Shanghai International Trading Corp. GmbH**	***EC-REP***

Item code Codice	Tipo / Type	Packaging Confezionamento	Manufacturer Code Codice del Fabbricante	R.D.M.
BSM0315	**Tamponi in cotone su legno, latex free** ***Cotton swabs on wood, latex free***	**500 in conf. singola** **500 *individual conf.***	**7242**	1406438
BSM031		**5.000pcs**		

Stato microbiologico	**STERILE / STERILE**	***Microbiological status***
Materiale	**Cotone idrofilo - Legno di betulla** ***Cotton wool - Birch wood***	***Raw material***
Lunghezza minima (mm)	**150 ± 5**	***Minimum length (mm)***
Larghezza minima cotone (mm)	**5 ± 0.5**	***Minimum width cotton (mm)***
Spessore bastoncino (mm)	**2 ± 0.5**	***Thick stick (mm)***
Validità	**5 anni / 5 years**	***Validity***

INDICAZIONI D'USO
Tamponcini da esame in cotone su supporto in legno di betulla. Uso ambulatoriale. Monouso.

STERILIZZAZIONE
Mediante ETO. Il metodo di sterilizzazione è stato convalidato secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 11135.

ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE
Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

PRECAUZIONI E SICUREZZA E SMALTIMENTO
Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO2. Il prodotto è assimilabile al rifiuto ospedaliero o rifiuto speciale per cui va distrutto secondo le norme vigenti.

DIRECTIONS FOR USE
Examination cotton swabs of support in birch. Ambulatory use. Disposable.

STERILIZATION
By ETO. The sterilization method has been validated as provided for by the UNI EN ISO 11135.

STORAGE
Store in a cool dry place at room temperature and away from heat sources. Do not expose to direct sunlight, UV light and fluorescent lamps. If the packaging is damaged or wet discard the product. Do not use beyond the expiration date printed on the packaging.

PRECAUTIONS AND SAFETY -DISCHARGE
Caution: the product is combustible. Fire may produce toxic fumes: carbon monoxide, carbon monoxide, organic acids. Extinguishing media: water, dust, CO2. The product is similar to hospital waste or hazardous waste that must be destroyed according to applicable regulations