Kartell SpA DIVISIONE LABWARE	TECHNICAL DATA SHEET TANKS WITH SPIGOT SCHEDA TECNICA TANICHE CON RUBINETTO	Mod. AQ 001 Rev. 1 del 24/07/2019

TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Item **Articolo**	Tanks with spigot Taniche con rubinetto
Intended Use **Utiilizzo**	Designed to rationalize laboratory and small production line organization, giving the opportunity to optimize water, aqueous solutions and solvents availability in a reduced space. Appositamente studiati per la razionalizzazione dello spazio di laboratorio e di piccole linee di produzione, fornendo l'opportunità di poter disporre di acqua, soluzioni acquose e solventi in uno spazio ridotto
User **Utilizzatore**	Laboratory staff. For generic laboratory use. Personale di laboratorio. Per uso generico di laboratorio
Raw Material **Materia prima**	HDPE HDPE



CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Code **Codice**	**Capacity** **Capacità**	**Dimensions** **Dimensioni**
1770	10lt	380 x 300 x 160
1771	20lt	470 x 370 x 180

GENERAL FEATURES/CONFORNITIES – CARATTERISTICHE GENERALI/CONFORMITA'

CE IVD Mark **Marchio CE IVD**	No No
CE IVD Class **CE IVD Classe**	Not applicable Non applicabile
Autoclavability **Autoclavabilità**	No No
Sterile product **Prodotto sterile**	No No
Validity of the product **Validità del prodotto**	No expiry date on the product Nessuna data di scadenza riportata sul prodotto
Food contact suitability of the raw material **Materia prima conforme al contatto con alimenti**	Yes Si
Other **Altro**	With comfortable handle for displacement. Spigot art. 1772 Ø thread mm 36,50 Dotate di pratica maniglia per il trasporto Rubinetto art. 1772 Ø filetto 36,50

PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE CODICE	MINIMUM PACK PZ CONFEZIONAMENTO MINIMO PCS	CASE PCS SCATOLA PZ
1770	5	5
1771	4	4

Labware Quality Dep.

This paper is an electronic print-out: signature is not requested
Documento in formato elettronico: non richiede firma autografa

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Kartell SpA DIVISIONE LABWARE	TECHNICAL DATA SHEET TANKS WITH SPIGOT SCHEDA TECNICA TANICHE CON RUBINETTO	Mod. AQ 001 Rev. 1 del 24/07/2019

CHEMICAL RESISTANCE OF HDPE/RESISTENZA CHIMICA HDPE

Categories of substances Categorie di sostanze	Reference Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
Inorganic Acid **Acido inorganico**	Sulphuric acid Acido Solforico	98	B	B	B
Organic Acid **Acido Organico**	Benzoic acid Acido Benzoico	100	A	A	A
Alcohol **Alcole**	Ethanol Etanolo	100	A	A	A
Aldehydes **Aldeide**	Acetaldehyde Acetaldeide	100	A	B	B
Inorganic alkali **Base inorganica**	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	A	A	A
Organic alkali **Base organica**	Aniline Anilina	100	A	B	C
Ketone **Chetone**	Acetone Acetone	100	-	-	-
Esther **Estere**	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	B	B	B
Hydrocarbons, halogenated **Idrocarburo Idrogenato**	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	B	C	-
Hydrocarbons, aromatic **Idrocarburo Aromatico**	Benzene Benzene	100	B	B	B
Hydrocarbons, linear **Idrocarburo Lineare**	Hexane Esano	100	B	B	C
Supersolvent **Supersolvente**	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	B	B	B

Legenda (not applicable if neglected)**:**
Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- **A: fair resistance;** exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage.
- **A: ottima resistenza:** l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- **B: sufficient resistance;** exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary.
- **B: buona resistenza:** l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- **C: poor resistance;** exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- **C: scarsa resistenza;** non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use, it is recommended to carry out preliminary testing.
I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

Operating instructions Avvertenze per l'uso

- For generic laboratory use
  Utilizzare per usi generici di laboratorio
- In case of content leakage, wear gloves
  In caso di fuoriuscita del contenuto utilizzare i guanti
- Store in dry place. Keep away from high temperature and direct sunlight
  Conservare il luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole
- Wasting: Use appropriate DPI and waste the products according to Regulations in force.
  Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Labware Quality Dep.

This paper is an electronic print-out: signature is not requested
Documento in formato elettronico: non richiede firma autografa