
Biosigma SpA
a Dominique Dutscher Company
Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSA060

PROVETTA CILINDRICA PER RIA IN POLISTIROLO CRISTALLO ANTIGRAFFIO, SENZA BORDO, GRADUATA A 2ML, RCF= 6.000 g

CYLINDRICAL TEST TUBE FOR RIA IN POLYSTYRENE CRYSTAL NON-SCRATCH, WITHOUT RIM, GRADUATED AT 2ML, RCF= 6.000 g



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	**APTACA SpA**	***Manufacturer***
CODICE del Fabbricante	**1014/C**	*Manufacturer ITEM CODE*
Stato microbiologico	**NON STERILE / NOT STERILE**	*Microbilogical status*
Materiale impiegato provetta	**POLISTIROLO / POLYSTYRENE**	*Raw material – test tube*
Volume	**3 ML**	*Volume*
Dimensioni provetta (mm)	**Ø 11 X 70**	*Dimensions - test tube (mm)*
Temperature tollerate provetta	**MIN -10°C MAX +70°C**	*Temperature range test tube*
Peso provetta (gr.)	**2**	*Weight test tube (gr)*
Validità del prodotto	**5 ANNI / YEARS**	*Shelf life*
Quantità (pz):	**6000**	*Quantity (pcs):*
Confezione interna (pz):	**1000**	*Internal packing (pcs):*

DESTINAZIONE D'USO / *INTENDED PURPOSE*

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.
Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / *OPERATING INSTRUCTIONS*

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C ma x +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 3.000 r.p.m. per un massimo di 20 min.
For a maximum centrifuge speed of 3,000 r.p.m to be kept for 20" max

DOMINIQUE DUTSCHER SAS