Biosigma SpA
a Dominique Dutscher Company
Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D
Aggiornamento
22/10/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSF2054

Provette 5 ml con tappo a doppia chiusura in polistirolo, graduate, sterili. Il tappo speciale a doppia chiusura permette, con una leggera pressione, di assicurare l'areazione del contenuto e, con una pressione più forte, di ottenere l'ermeticità.

5 ml test tubes with 2 positions closure cap in polystyrene, graduated, sterile . The particularly shaped two-postions cap allows, with a light touch, to assure a good aeration of the contents and, with a stronger pressure, to obtain a leakproof closure.



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	**APTACA SpA**	***Manufacturer***
CODICE del Fabbricante	**10470/SG**	*Manufacturer ITEM CODE*
Stato microbiologico	**STERILE / STERILE**	*Microbilogical status*
Materiale impiegato provetta	**POLISTIROLO / POLYSTYRENE**	*Raw material – test tube*
Materiale impiegato tappo	**POLIETILENE / POLYETHYLENE**	*Raw material - cap*
Volume	**5 ML**	*Volume*
Dimensioni provetta (mm)	**Ø 12 X 75**	*Dimensions - test tube (mm)*
Dimensione tappo (mm)	**Ø 16 X 14**	*Dimensions – cap (mm)*
Temperature tollerate provetta	**MIN -10°C MAX +70°C**	*Temperature range test tube*
Temperature tollerate tappo	**MIN -50°C MAX +75°C**	*Temperature range cap*
Peso provetta (gr.)	**2,5**	*Weight test tube (gr)*
Peso tappo (gr.)	**0,6**	*Weight – cap (gr.)*
Validità del prodotto	**5 ANNI / YEARS**	*Shelf life*
Quantità (pz):	**500**	*Quantity (pcs):*
Confezione interna (pz):	**25**	*Internal packing (pcs):*

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.
Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C ma x +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di RPM 3.000 per un massimo di 20 min.
For a maximum centrifuge speed of 3,000 RPM to be kept for 20" max

DOMINIQUE DUTSCHER SAS