Biosigma SpA
a Dominique Dutscher Company
Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D
Aggiornamento
20/10/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

BOX VUOTI GREENTIP®
GREENTIP® EMPTY BOX



DESCRIZIONE/ *DESCRIPTION*

GREENTIP - PUNTALI IN BOX E RACK IN POLIPROPILENE DI COLORE VERDE, BIODEGRADABILI
Box vuoti comprensivi di piastrina rack 96 posti e con coperchio a cerniera, prodotti in polipropilene di colore verde, BIODEGRADABILE.

GREENTIP – TIPS IN BOX AND RACK IN GREEN BIODEGRADABLE POLYPROPYLENE
Empty Box with 96 seats and plate rack with hinged lid, made in green BIODEGRADABLE polypropylene.

Codice */Ref.*	Descrizione */ Description*	Puntali Biosigma compatibili / *Compatible Biosigma tips*	Unità di vendita *Selling unit*
BSR9940/B	Box vuoto per puntali fino a 10 µl dim 98 x 133 x 60 mm *Empty Box for tips up to 10 µl dim 98 x 133 x 60 mm*	**BSR062 – BSR064**	10 pz
BSR9941/B	Box vuoto per puntali fino a 200 µl dim 98x133x60 mm *Empty Box for tips up to 200 µl dim 98x133x60 mm*	**BSR066 – BSR001**	10 pz
BSR9942/B	Box vuoto per puntali fino a 1000 µl 98 x 133 x 80 mm *Empty Box for tips up to 1000 µl dim 98x133x80 mm*	**BSR002 – BSR067**	10 pz

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / *TECHNICAL FEATURES*

Posti	96	***Places***
Materiale impiegato	Polipropilene Biodegradabile *Biodegradable Polypropylene*	***Raw material***
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +121°C	***Temperature range***
Validità del prodotto	5 ANNI / *YEARS*	***Shelf life***

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE La destinazione è quella di "USI GENERALI DI LABORATORIO " adatto a contenere puntali per micropipette. Dispositivi non soggetti a marcatura CE.
Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND): Non applicabile

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici: Non applicabile
Classificazione EDMA: Non applicabile

Intended purpose is "GENERAL LABORATORY USE " suitable to contain tips for micropipettes. Devices are not subject to CE marking. ***For professional use only.***
National classification of medical devices (CND - For Italian law*: not applicable*
EDMA code*: not applicable*

MATERIA PRIMA / *RAW MATERIAL*


Un comune box in materiale termoplastico richiede un tempo di biodegradazione variabile fra i 100 e i 1000 anni. L'impegno a fabbricare prodotti sempre più ecosostenibili dovrà essere in futuro uno dei maggiori obiettivi. Su questo presupposto nascono i nuovi Box + Rack GreenTip i quali hanno un tempo di abbattimento inferiore di circa il 95%, riducendo così il tempo di biodegradazione tra i 9 mesi e i 5 anni (test effettuati in base alla ISO 14855). Il comune utilizzo del prodotto in laboratorio non comporta nessuna controindicazione, non pregiudicandone assolutamente la funzionalità e le caratteristiche prestazionali (ottima resistenza meccanica, nessun rilascio di metalli pesanti, conformi al contatto con alimenti, inalterata resistenza termica e autoclavabilità a +121°C).

A common box made in thermoplastic material usually requires a variable biodegradation time between 100 and 1000 years. The commitment to manufacture always more eco-friendly products must be one of the major goal in the future. On this assumption, born the new Box + Rack GreenTip which have a lower reduction of approximately 95%, thus reducing the biodegradation time between 9 months and 5 years (test carried out according to ISO 14855).The common use of the product in the laboratory does not involve any contraindication, absolutely they are without prejudice to the functionality and performance (excellent mechanical resistance, no release of heavy metals, in accordance with the food contact, thermal resistance and autoclavable process unchanged at +121°C).

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product
Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened
Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device
Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product
Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children
Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C
Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations
Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / *PACKING SYMBOLS*



DOCUMENT BIOSIGMA SAS