Biosigma SpA
a Dominique Dutscher Company
Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)
| Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

BACCHETTE A "L" IN ABS

Ideale per distribuire campioni in modo uniforme su tutta la superficie della piastra.

Cell Spreader（L type）in ABS

Ideal for distributing samples evenly across the entire surface of the plate.



REF	Confezione *Package*	Quantità (pz) Quantity (pcs)
BSM0230	10 pz/pcs	500
BSM0231	1pz/pc	200
BSM0235	5 pz/pcs	500

Uso e Applicazioni	**La destinazione d'uso è "Per usi generici di laboratorio".** Distribuzione di campioni batterici o di colture cellulari su terreni di coltura solidi. Utilizzato nei laboratori di microbiologia per lo studio delle colonie di microorganismi. Utilizzato anche in ricerca biologica per studi di crescita cellulare o prove di sensibilità agli antibiotici. *The intended purpose is "For generic laboratory uses".* *Distribution of bacterial samples or cell cultures on solid culture media.* *Used in microbiology laboratories to study colonies of microorganisms.* *Also used in biological research for cell growth studies or antibiotic sensitivity tests.*	*Use and Applications*
Prestazione Caratteristiche	Superficie di contatto: Larga e piatta per massimizzare l'efficienza nella distribuzione del campione. Superficie liscia per evitare danni alla superficie dell'agar. *Contact surface:* *Large and flat to maximize sample distribution efficiency.* *Smooth surface to avoid damage to the agar surface.*	*Performance Features*
Vantaggi	Uniformità: Garantisce una distribuzione omogenea del campione sulla superficie dell'agar. Praticità: Facilmente maneggiabile, con impugnatura ergonomica per una distribuzione uniforme senza sforzi. *Uniformity: Ensures homogeneous distribution of the sample on the agar surface.* *Convenience: Easily handled, with ergonomic grip for uniform distribution without effort.*	*Advantages*
Validità	36 mesi / *36 months*	*Shelf Life*
Lunghezza	*149.6 mm*	*Length*
Larghezza	*39.8 mm*	*Width*
Stato microbiologico	STERILE / *STERILE*	*Microbilogical status*
Materiale	ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE (ABS) *ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS)*	*Raw material*

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
  Keep out of flame or heat sources which might damage the product.
- Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
  Do not use after expiry date or if packing is opened.
- Non riutilizzare: Dispositivo monouso
  Do not re-use: Disposable device.
- Non variare la destinazione d'uso
  Do not vary the intended purpose of the product.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

- Prodotto non adatto ai bambini
  Keep out of reach of children.
- Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
  Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
  Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

DOMINIQUE DUTSCHER SAS