

# L'AVENIR DU PRÉ-ANALYTIQUE COMMENCE ICI

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

## Greiner Bio-One e-health Modules & Solutions

Sécurisez, optimisez, digitalisez votre phase pré-analytique.
De la prise en charge du patient au résultat d'analyse :

- Tube Vacuette® pré-code barré
- Module Tracie en salle de prélèvement
- Application partenaire IDE P-A-D
- Module LabFlow de colisage, réception et gestion des flux
- Interface avec le SIL du laboratoire

**Objectif zéro papier, plus d'étiquette à coller sur les tubes, réduction des non conformités, traçabilité des échantillons, efficience des processus du laboratoire, améliorations du TAT.**

### CHIFFRES CLÉS

**70%** des décisions cliniques sont établies sur la base de résultats d'analyses de biologie médicale.

**80%** des non conformités d'un laboratoires proviennent de la phase pré-analytique.

**157€** est le coût moyen estimé pour le traitement complet d'une non conformité.




**Greiner Bio-One SAS** Courtaboeuf, France
**TÉL** : 01.69.86.25.25 / **FAX** : 01.69.86.25.35 / **E-MAIL** : accueil.france@gbo.com
**Greiner Bio-One is a global player.**
Find the contact details of your local partner on our website.


www.gbo.com

# DIGITALISATION


POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE TECHNICO-COMMERCIAL OU VISITEZ NOTRE SITE INTERNET.




1 Connectez-vous à Tracie (compatible Active Directory) ou à l' application IDE P-A-D.





2 Sélectionnez le patient, par scan ou identification manuelle.




3 Accédez au dossier patient, ordonnance numérisée, plan de prélèvement, informations cliniques, etc...
Réalisez le prélèvement en suivant les recommandations affichées.



4 Scannez les échantillons prélevés pour les associer au patient.
Terminez le prélèvement, l'ensemble des informations numérisées est automatiquement transmis et intégré au SIL.




5 Préparez le colisage, traitez et réceptionnez les échantillons dans LabFlow.



6 Passez directement les échantillons en phase analytique.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

**Greiner Bio-One SAS** Courtaboeuf, France
**TÉL** : 01.69.86.25.25 / **FAX** : 01.69.86.25.35 / **E-MAIL** : accueil.france@gbo.com