GANT LATEX NON POUDRÉ À USAGE UNIQUE JET+®

MD **DISPOSITIF MÉDICAL**



• Dénomination

GANT LATEX NON POUDRÉ À USAGE UNIQUE JET+®

• Caractéristiques

- **Confort :** Elastique, souple et résistant.
- **Ergonomie :** Bonne sensibilité et excellente tenue.
- **Sans poudre**
- **Contact alimentaire :** Corps gras, Alcool 10%, 20% et 50% pendant une courte période.

• Références

Spécificités	Nom	Références	Taille	Epaisseur		Couleur
				Paume	Doigts	
Latex 240 mm Boîte de 100 gants	GANT LATEX NON POUDRÉ À USAGE UNIQUE JET+®	07GL0707U	S (6-7)	± 0,10 mm	± 0,11 mm	Naturelle
		07GL0708U	M (7-8)			
		07GL0709U	L (8-9)			
		07GL0710U	XL (9-10)			

• Matériaux utillisés

LATEX, sans DEHP (phtalates)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

GANT LATEX NON POUDRÉ À USAGE UNIQUE JET+®

• Conditionnement

Références	Boite (LxlxH)		Carton (LxlxH)		Palette
07GL0707U 07GL0708U 07GL0709U 07GL0710U	100 pièces	215 x 120 x 70 mm	1 000 pièces	360 x 245 x 225 mm	63 cartons

• Etiquetage

• Sur chaque boîte de conditionnement sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption,

CE 2777 (Satra Technologie Europe Ltd - Republic of Ireland)

• Conformité

• DISPOSITIF MEDICAL
Classe I : Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CE & Règlement européen 2017/745 UE
EN 455-1/2/3/4 Gants médicaux non réutilisables

• EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL
Catégorie III : Règlement européen 2016/425 UE.
EN 420 ou EN ISO 21420 : 2020 - EN 374-1/2/4/5 - EN ISO 16523-1 : Gants de protection - Résistance à la pénétration, à la perméation des substances chimiques, résistance aux risques vis-à-vis des microorganismes (résistance aux bactéries, moisissures et virus.)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Fabricant de produits d'hygiène
Hygiene products manufacturer

MP hygiene
119 Rue Soras
07430 Davézieux
France

Tél. : +33(0)4 75 33 75 00
Fax : +33(0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com