GB601 HC

ELENCO ESPLOSI RICAMBI *LIST OF THE EXPLODED VIEWS*



INVOLUCRO
SHELL ASSY

GRUPPO FRIGORIFERO
COOLING SYSTEM

EVAPORATORE
EVAPORATOR

CIRCUITO IDRAULICO
HYDRAULIC CIRCUIT


CIRCUITO IDRAULICO Drain Pump
HYDRAULIC CIRCUIT Drain Pump

PARTI ELETTRICHE
ELECTRIC PARTS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

GB601 HC


INVOLUCRO — *SHELL ASSY*



R.		Descrizione / *Description*	Code
1		Fianco sinistro /Left SIDE PANEL	C221525
2		Top assemblato /Top assembly	C221527
3		Pannello posteriore /Rear panel	21422
4		Fianco destro /Right side panel	C221524
5		Tubo portabulbo /Bulb-holder pipe	20521
6		Piedino /Foot	10557
7		Pannello anteriore con griglia /Front grid panel	C221526
8		Telaio con griglia e filtro /Frame + grid & filter	C10205
9	**(*)**	Pannello filtrante /Filtering panel	18106
10		Assieme sportello /Door assembly	C10713 (°)

(°) Si può acquistare il Kit composto da n° 20 perni sportello e n° 20 molle / *You can buy the kit including No. 20 door pins and No. 20 springs* →R10981

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*



Componenti comuni / *Common parts*

R.		Descrizione / *Description*	Code
2		Compressore / *Compressor*	Vedi Tabella *See Table*
5	(*)	Filtro molecolare / *Molecular drier*	14009
6		Linea aspirazione / *Suctin line*	Comunicare matricola per codice ricambio *for the spare parts code give us the s/n.*

Componenti solo versione Aria / *Parts for Air-cooled version only*

R.	Descrizione / *Description*	Code
1	Ventola aspirante / *Fan blade*	20096
3	Condensatore ad Aria / *Air condenser*	201327

Componenti solo versione Acqua, **per il momento è disponibile solo con voltaggio 220-240V ~ 50Hz**/
Parts for Water-cooled version only – ***for the moment available only with*** **220-240v ~ 50Hz Voltage**

R.	Descrizione / *Description*	Code
1	Ventola aspirante / *Fan blade*	10213
4	Condensatore ad Acqua / *Water condenser*	14057

R. 2 – Compressore / *Compressor*


Tensione/ *Voltage*	Code
220-240V ~ 50Hz (S11)	231122
220-230V ~ 60Hz (S12) ◆	231567

◆ per il momento è disponibile solo per versione ad Aria
for the moment available only Air-cooled version

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

GB601 HC

EVAPORATORE — *EVAPORATOR*




Componenti comuni / *Common parts*

R.	Descrizione / *Description*		Code
1	Copertura isolante superiore / *Insulating cap*		18170
2	Dischetto di chiusura / *Closing disk*		22825
3	Anello d'Arresto / *Seeger*		20043
4	Vite Acciaio Inox / *Stainless steel screw*		20663
5	Dischetto di Spessoramento / *Shimming disk*		22826
6	Dischetto Autolubrificante / *Self-lubricating disk*		20631
7	Cuscinetto reggispinta Inox / *Stainless steel thrust bearing*		20686
8	Guarnizione OR 3087 / *OR Gasket 3087*		20688
9	Rompighiaccio / *Ice breaker*		201236
10	Coclea / *Auger*		201093
11	Tenuta Ceramica / *Ceramic seal*		20937
13	Guarnizione OR 3162 mat. NBR70 / *OR Gasket 3162 NBR70*		20429
14	Anello di Riduzione / *Reduction ring*		20785
15	Cuscinetto Inox / *Stainless steel bearing*		20782
16	Flangia / *Flange*		20629
17	Giunto / *Joint*		D20784
18	Evaporatore completo / *Evaporator assy*		C11196
19	Copertura isolante laterale / *Insulating cap*		18268
20	Assieme bocca uscita ghiaccio in ABS / *ABS ice exhaust assembly*	Da Matr. / *From s/n.* 829710	C10781

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

GB601 HC

CIRCUITO IDRAULICO — *HYDRAULIC CIRCUIT*



Componenti comuni / *Common parts*

R.	Descrizione / *Description*	Code
1	Copertura Bordo Cella / *Cover for ice exhoust*	221528
2	Assieme bacinella doppio micro / *Double switch basin assembly*	C10719
3	Microinterruttore / *Microswitch*	23055
6	Dado per scarico contenitore / *Bin discharge nut*	10096
7	Guarnizione polietilene semirigido / *Semirigid polyethylene gasket*	13007
8	Assieme cella schiumata / *Foamed cabinet assy*	C11200
9	Guarnizione / *Gasket*	13219
10	Raccordo scarico contenitore / *Water outlet nipple*	10007

Componenti solo versione Aria / *Parts for Air-cooled version only*

R.	Descrizione / *Description*	Code
5	Collettore scarichi / *Discharges manifold*	C10728

Componenti solo versione Acqua / *Parts for Water-cooled version only*


R.	Descrizione / *Description*	Code
5	Collettore scarichi / *Discharges manifold*	C10729

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

GB601 HC

CIRCUITO IDRAULICO Drain Pump *HYDRAULIC CIRCUIT Drain Pump*

GB601 HC DP 220/50




R.	Descrizione / *Description*		Code
1	Copertura Bordo Cella / *Cover for ice exhoust*		221528
2	Assieme bacinella doppio micro / *Double switch basin assembly*		C10971
3	Microinterruttore / *Microswitch*		23055
4	Pressostato per drain pump / *Drain pump pressure switch*		C231230
5	Drain pump / *Drain pump*	Versione attuale / *Current version*	**RC231577**
5	Drain pump / *Drain pump*	Fino a matr. / *Till s/n 1274441*	RC231391GB1
6	Raccordo scarico contenitore-Drain Pump / *Bin discharge-drain pump connection*		C13118
7	Dado per scarico contenitore / *Bin discharge nut*		10096
8	Guarnizione polietilene semirigido / *Semirigid polyethylene gasket*		13007
9	Assieme cella schiumata / *Foamed cabinet assy*		C11200
10	Guarnizione / *Gasket*		13219
11	Raccordo scarico contenitore / *Water outlet nipple*		10007

◆ per il momento è disponibile solo per versione ad Aria DP 220-240V 50Hz - *for the moment available only Air-cooled version DP* 220-240V 50Hz

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*

GB601 HC

PARTI ELETTRICHE — *ELECTRIC PARTS*



Componenti comuni / *Common parts*

R.		Descrizione / *Description*	Code
1		Motoriduttore / *Gearmotor*	231030
2		Filtro anti-radiodisturbo /*Anti radio interference filter*	C23457
5		Pressostato di sicurezza (L.P.) / *Low pressure safety switch*	231124W
7	(*)	Pressostato condensatore / *Fan cycle switch*	231123
8		Relè /*Relay*	23190
9	(*)	Interruttore luminoso verde (On-Off) / *On/Off rocker switch*	23327
10		Filtro anti-radiodisturbo /*Anti radio interference filter*	C23459
11	(*)	Termostato contenitore /*Bin thermostat*	23005

Componenti solo versione Acqua, **per il momento è disponibile solo con voltaggio 220-240V ~ 50Hz/**
Parts for Water-cooled version only – ***for the moment available only with*** **220-240v ~ 50Hz Voltage**

R.		Descrizione / *Description*	Code
4	(*)	Elettrovalvola ingresso acqua 1 Via / *1 Way- Water inlet valve*	23115
6		Pressostato di sicurezza (H.P.) / *High pressure safety switch*	231126W
12	(*)	Motore Ventilatore /*Fan motor*	231041

Componenti solo versione Acqua /*Parts for Water-cooled version only*

R.		Descrizione / *Description*	Code
3	(*)	Elettrovalvola ingresso acqua 2 Vie / *2 Ways- water inlet valve*	23116
12	(*)	Motore Ventilatore /*Fan motor*	23029
13	(*)	Termostato di sicurezza /*Safety thermostat*	C23114

(*) Ricambio suggerito / *Recommended spare parts*