TouchNTuff® 73-300 73-500

PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

NE NEOPRENO

SALPICADURAS

STYLE #	COATING MATERIAL	LINER MATERIAL	GRIP DESIGN	CUFF STYLE	COLOUR	AQL	POWDER-FREE	EN SIZE	LENGTH MM	THICKNESS MM	PACKAGING
73-300 NEW	Neopreno/ Policloropreno	N.C.	Suave	Puño enrollado	Crema	1.0	Sí	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	305	0.13	Ver abajo
73-500 NEW	Neopreno/ Policloropreno	N.C.	Suave	Puño enrollado	Crema	1.0	Sí	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	305	0.13	Ver abajo





Guantes de neopreno sensibles. Una nueva sensación en doble enguantado y en aplicaciones secas.

PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS

- Pruebas analíticas/mediciones
- Operaciones con envolturas blister
- Mantenimiento de equipos e instrumentos
- Granulación y prensado de fármacos
- Vacunas / Inyectables /Operaciones estériles
- Pesado y dispensado
- Mezcla de líquidos
- Accidentes con líquidos y su limpieza
- Síntesis de productos orgánicos y otros materiales
- Preparación y funcionamiento de prensas de comprimidos
- Mezcladora en V para mezclar sólidos y colorantes

PACKAGING

Un par por bolsa de plástico, sellada en un sobre de polietileno;
10 pares por bolsa de plástico exterior;
5 bolsas de plástico exteriores selladas por bolsa de lote;
4 bolsas de lote por caja de expedición con revestimiento interior;
200 pares por caja de expedición.

DESCRIPTION

- La nueva formulación proporciona una sensibilidad única en doble enguantado y en aplicaciones secas, gracias al grosor del polímero de 0,13 mm (5 mil).
- Su elaboración con moldes de diseño ergonómico y específicos para cada mano es sinónimo de confort y ajuste superior, además de menos fatiga de las manos y menos estrés.
- Fabricado 100% de policloropreno, el guante ofrece resistencia a salpicaduras de una extensa gama de sustancias químicas.
- Sin látex de caucho natural ni aceleradores utilizados en la manufacturación, se reduce el riesgo de alergias cutáneas tipo I y IV.
- Ansell SureFit Technology evita que se enrolle el puño, para una protección aún mejor.
- El recubrimiento interior de poliuretano facilita el ajuste con las manos secas o húmedas.
- Su diseño y el grosor del polímero facilitan el ajuste y el confort durante el doble enguantado. El color crema revela posibles roturas cuando se utiliza con guantes de otro color.
- Disponible en dos versiones: TouchNTuff® 73-300 no estéril, y TouchNTuff® 73-500 estéril.

FEATURED TECHNOLOGY

SureFit

EN 374 EN 374 EN 421

CATEGORÍA III

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Fecha de impresión: 08-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell