TouchNTuff® 69-210 e 69-318

PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

LATTICE DI GOMMA NATURALE

SPRUZZI

MODELLO #	MATERIALE DEL RIVESTIM-ENTO	MATERIALE DELLA FODERA	PROGETTA-ZIONE DELLA PRESA	MODELLO DI POLSO	COLORE	AQL	SENZA POLVERE	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	SPESSORE MM	CONFEZI-ONAMENTO
69-210	Lattice di gomma naturale	N.A.	Finitura liscia.	Polso arrotolato	Naturale	1.5	No	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	240	0.10	100 guanti in una scatola, 10 scatole in un cartone
69-318	Lattice di gomma naturale	N.A.	Finitura testurizzata.	Polso arrotolato	Naturale	1.5	Sì	5.5 - 6, 6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	240	0.12	100 guanti in una scatola, 10 scatole in un cartone





Sicurezza e comfort per manipolazioni delicate

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Analisi di laboratorio
- Industria elettronica
- Prodotti farmaceutici

DESCRIZIONE

- Ambidestri: si adattano indifferentemente alle due mani.
- Convenienti ed economici. Le scorte possono essere ridotte al minimo.
- Flessibili e comodi da indossare. Più fresco del vinile, con proprietà superiori di flessibilità delle dita e presa.
- Disponibile nelle versioni con e senza polvere

OSSERVAZIONI

- Adatto per applicazioni particolari

EN 374 EN 374

CATEGORIA III

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Data di stampa: 07-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell