# TouchNTuff® 69-210 und 69-318

CHEMIKALIEN- UND FLÜSSIGKEITSSCHUTZ NATURGUMMILATEX SPRITZER

| ART. NR. # | BESCHICH-TUNGS-MATERIAL | TRÄGER-MATERIAL | GRIFFPROFIL | STULPENART | FARBE | AQL | PUDER-FREI | EN-GRÖßE | LÄNGE (MM) | WANDSTÄ-RKE IN MM | VERPACK-UNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-210 | Naturgum-milatex. | N.a | Glatte Ausführung. | Rollrand | Naturfarben | 1.5 | Nein | 6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10 | 240 | 0.10 | 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton |
| 69-318 | Naturgum-milatex. | N.a | Texturierte Ausführung. | Rollrand | Naturfarben | 1.5 | Ja | 5.5 - 6, 6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10 | 240 | 0.12 | 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton |





## Sicherheit und Tragekomfort bei Präzisionsarbeiten

PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Laboranalyse
- Elektronikindustrie
- Pharmazeutika

BESCHREIBUNG

- Beidseitig tragbar.
- Praktisch und kostengünstig. Lagerbestände können auf ein Minimum begrenzt werden.
- Flexibel, hoher Tragekomfort. Kühler als Vinyl, bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit.
- Erhältlich in gepuderten und puderfreien Ausführungen

BEMERKUNGEN

- Für Spezialanwendungen geeignet

EN 374 EN 374 KATEGORIE III

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Druckdatum: 10-04-2017

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu