TouchNTuff® 69-210 und 69-318

CHEMIKALIEN- UND FLÜSSIGKEITSSCHUTZ NATURGUMMILATEX SPRITZER

ART. NR. #	BESCHICH-TUNGS-MATERIAL	TRÄGER-MATERIAL	GRIFFPROFIL	STULPENART	FARBE	AQL	PUDER-FREI	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	WANDSTÄ-RKE IN MM	VERPACK-UNG
69-210	Naturgum-milatex.	N.a	Glatte Ausführung.	Rollrand	Naturfarben	1.5	Nein	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	240	0.10	100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton
69-318	Naturgum-milatex.	N.a	Texturierte Ausführung.	Rollrand	Naturfarben	1.5	Ja	5.5 - 6, 6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	240	0.12	100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton





Sicherheit und Tragekomfort bei Präzisionsarbeiten

PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Laboranalyse
- Elektronikindustrie
- Pharmazeutika

BESCHREIBUNG

- Beidseitig tragbar.
- Praktisch und kostengünstig. Lagerbestände können auf ein Minimum begrenzt werden.
- Flexibel, hoher Tragekomfort. Kühler als Vinyl, bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit.
- Erhältlich in gepuderten und puderfreien Ausführungen

BEMERKUNGEN

- Für Spezialanwendungen geeignet

EN 374 EN 374 KATEGORIE III

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Druckdatum: 10-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu