Microflex® 93-856

PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

NITRILO

SALPICADURAS

STYLE #	COATING MATERIAL	LINER MATERIAL	GRIP DESIGN	CUFF STYLE	COLOUR	AQL	POWDER-FREE	EN SIZE	LENGTH MM	THICKNESS MM	PACKAGING
93-856	Nitrilo	N.C.	Relieve en los dedos	Puño con reborde	Naranja	1.5	Sí	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10, 10.5 - 11	270	0.13	100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 1000 guantes por caja de embalaje.



DESCRIPTION

- Gracias a su color naranja brillante, sus manos serán visibles a mayor distancia y en condiciones de poca iluminación, mejorando las condiciones de seguridad en diversos entornos de trabajo.
- Resiste a una gran variedad de sustancias químicas de uso industrial durante más tiempo que otros guantes desechables de nitrilo.
- Su puño largo aporta al guante de examen un mayor nivel de protección en las zonas sensibles de la muñeca y del antebrazo.
- Dedos con textura que garantizan un agarre fuerte y una protección máxima de los trabajadores.
- Sin polvo y sin látex de caucho natural, para más protección contra alergias cutáneas tipo 1, irritaciones de la piel y sequedad.

EN 374 EN 374

CATEGORÍA III

Guantes de examen de nitrilo, alta visibilidad

PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS

- Montaje e inspección
- Servicios de emergencia
- Análisis de laboratorios
- Pruebas de laboratorio
- Mantenimiento de equipos e instrumentos
- Mantenimiento y limpieza de material
- Talleres de pintura y pulverización
- Exámenes de pacientes
- Protección contra el contacto con sangre y otros fluidos corporales
- Trabajo en depósitos
- Repostaje
- Análisis de la escena del crimen
- Exploración, perforación y voladuras

DOMINIQUE DUTCHER SAS

Fecha de impresión: 08-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell