DermaShield®

PROTEZIONE DEL PRODOTTO | **NE NEOPRENE** | **SPRUZZI**

MODELLO #	MATERIALE DELLA FODERA	MATERIALE DEL RIVESTIM-ENTO	PROGETTA-ZIONE DELLA PRESA	MODELLO DI POLSO	SPESSORE MM	SENZA POLVERE	AQL	COLORE	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	CONFEZI-ONAMENTO
73-711	N.A.	Neoprene	Punte delle dita ruvide	Polso arrotolato	0.175	Sì	0.65	Verde	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310	Vedere sotto
73-721	N.A.	Neoprene	Punte delle dita ruvide	Polso arrotolato	0.175	Sì	0.65	Verde	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310	Vedere sotto





La soluzione più avanzata nella prevenzione delle allergie

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione asettica di farmaci
- Biotecnologie
- Produzione di dispositivi medicali
- Manipolazione di sostanze citostatiche

CONFEZIONAMENTO

73-711:
Per paio: guanti imballati per paio in un foglio di polietilene dentro una busta dello stesso materiale termosaldata; 10 paia per sacchetto master; 5 sacchetti master per scatola; 4 scatole per cartone; 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I sacchetti in polietilene dispongono di invito per la facile apertura a strappo. I guanti presentano un triplo imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni.

73-721:
in quantità: 20 guanti per mano destra e mano sinistra imballati in scomparti separati all'interno di un sacchetto in polietilene di facile apertura (con linea invito perforata); 1 sacchetto di polietilene imballato in sacchetto master sigillato sottovuoto; 2 sacchetti master per sacchetto HDPE sigillato sottovuoto; 5 di questi sacchetti per scatola; 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I guanti presentano un triplo imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni.

DESCRIZIONE

- Costruiti con policloroprene, i guanti DermaShield® sono il prodotto sterile tecnicamente più avanzato attualmente sul mercato.
- Privi di acceleratori e proteine del lattice, questi guanti riducono al minimo il rischio di allergie di Tipo I e IV associate al lattice naturale.
- DermaShield® offre il comfort e la flessibilità dei guanti di lattice naturale, ad un prezzo paragonabile; ma la composizione in neoprene garantisce una migliore resistenza chimica. Il nuovo polso con bordo salvagoccia garantisce una tenuta salda del guanto sull'avambraccio, per una maggiore protezione. DermaShield®: il guanto ideale per proteggere sia il lavoratore sia il prodotto.
- Il Dermashield® 73-711 è sterile.
- Il guanto DermaShield® 73-721 è disponibile per ambienti controllati non sterili.

OSSERVAZIONI

- Complies to EN455 parts 1 and 2

EN 374 EN 374 EN 421

CATEGORIA III

Data di stampa: 26-05-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

UNIQUE DUTSCHER SAS