DermaShield®

PRODUKTSCHUTZ | **NE NEOPREN** | **SPRITZER**

ART. NR. #	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICH-TUNGS-MATERIAL	GRIFFPROFIL	STULPENART	WANDSTÄ-RKE IN MM	PUDER-FREI	AQL	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
73-711	N.a	Neopren	Fingerspitzen mit Bisque-Finish	Rollrand	0.175	Ja	0.65	Grün	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310	Siehe unten
73-721	N.a	Neopren	Fingerspitzen mit Bisque-Finish	Rollrand	0.175	Ja	0.65	Grün	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310	Siehe unten





Die modernste Handschuhlösung zur Allergievermeidung

PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Medikamentenherstellung unter aseptischen Bedingungen
- Biotechnologie
- Herstellung von medizinischen Geräten
- Umgang mit Zytostatika

VERPACKUNG

73-711: Paarweise Verpackung: Ein Paar pro PE-Beutel; Innenverpackung: PE 10 Paar pro versiegeltem Master-PE-Beutel; 5 versiegelte Master-Beutel in separaten PE-Schutzhüllen; 4 PE-Master-Beutel pro Innenverpackung; 200 Paar pro Karton. Alle Verpackungen sind mit einer Reinraum-kompatiblen IPA-festen Druckfarbe bedruckt. Die PE-Beutel sind besonders leicht zu öffnen Für einen optimalen Kontaminierungsschutz sind die Handschuhe dreifach in PE-Beuteln verpackt.
73-721: Großpackung 20 rechte und linke Handschuhe sind in getrennten Kammern eines leicht zu öffnenden PE-Beutels verpackt; 1 PE-Beutel pro vakuumversiegeltem PE-Beutel; 2 PE-Beutel pro vakuumversiegeltem PE-Master-Beutel, 5 PE-Master-Beutel pro Innenverpackung; 200 Paar pro Karton. Alle Verpackungen sind mit einer Reinraum-kompatiblen IPA-festen Druckfarbe bedruckt. Für einen optimalen Kontaminierungsschutz sind die Handschuhe dreifach in PE-Beuteln verpackt.

BESCHREIBUNG

- Der aus Polychloropren hergestellte DermaShield® ist aktuell der technisch ausgereifteste sterile Handschuh im Markt.
- Frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern minimiert er das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien.
- Der DermaShield® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. Der neue Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung. DermaShield®: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz.
- Der DermaShield® 73-711 ist steril.
- Der DermaShield® 73-721 ist für nicht sterile, kontrollierte Umfelder vorgesehen.

BEMERKUNGEN

- Complies to EN455 parts 1 and 2

EN 374 EN 374 EN 421

KATEGORIE III

DOCUMENTIQUE DUTSCHER SAS

Druckdatum: 25-05-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell