DermaShield®

PROTECCIÓN DE PRODUCTOS | **NE NEOPRENO** | **SALPICADURAS**

STYLE #	LINER MATERIAL	COATING MATERIAL	GRIP DESIGN	CUFF STYLE	THICKNESS MM	POWD-ER-FREE	AQL	COLOUR	EN SIZE	LENGTH MM	PACKAGING
73-711	N.C.	Neopreno	Puntas de los dedos de superficie granulada	Puño enrollado	0.175	Sí	0.65	Verde	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310	Ver abajo
73-721	N.C.	Neopreno	Puntas de los dedos de superficie granulada	Puño enrollado	0.175	Sí	0.65	Verde	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310	Ver abajo





DOMINIQUE DUTSCHER SAS

La solución en guantes más avanzada en prevención de alergias

PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS

- Fabricación aséptica de medicamentos
- Biotecnologías
- Fabricación de aparatos médicos
- Manipulación de citostáticos

PACKAGING

73-711:
Envasado por pares: guantes envasados por pares en bolsa de plástico, sellada en protector de plástico; 10 pares por bolsa sellada; 5 bolsas selladas por bolsa de lote; 4 bolsas de lote por caja de expedición; 200 pares por caja de expedición. Todo el embalaje está impreso con tintas resistentes a IPA compatibles con salas limpias. Las bolsas de plástico llevan una abertura de fácil rasgado. Los guantes van envasados en tres bolsas para un mayor control de la contaminación.

73-721:
Envasado a granel: Se presentan 20 guantes de derecha e izquierda en compartimientos separados en una bolsa de plástico de abertura fácil con líneas perforadas; 1 bolsa de plástico por bolsa sellada al vacío; 2 bolsas de plástico por bolsa de lote sellada al vacío, 5 bolsas de lote por caja de embalage; 200 pares por caja.

DESCRIPTION

- Fabricado de policloropreno, DermaShield® es el guante estéril más avanzado técnicamente del mercado. Sin proteínas de látex ni aceleradores, minimiza la aparición de alergias tipo I y tipo IV asociadas con el caucho natural. Mientras que el modelo DermaShield® presenta el confort y la flexibilidad de los guantes de caucho natural, a un precio igualmente competitivo, su composición de neopreno ofrece una mejor resistencia química. Y el nuevo puño con reborde evita que el guante se enrolle, garantizando una mayor protección. DermaShield®: para una protección óptima de productos y trabajadores.
- Los guante DermaShield® 73-711 son estériles y han sido adaptados específicamente a entornos críticos ISO 5 (Clase 100 y GMP AB).
- El modelo DermaShield® 73-721 está disponible para entornos controlados no estériles.

REMARKS

- Complies to EN455 parts 1 and 2

EN 374 EN 374 EN 421

CATEGORÍA III

Fecha de impresión: 11-05-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell