RAININ
Pipetting 360°

SmartStand



Il supporto intelligente per pipette

Controllate lo stato della taratura

Visualizzate i dati di manutenzione

Gestite la conformità

Ricco di funzioni, facile da usare

Semplice gestione delle pipette

METTLER TOLEDO

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Semplice gestione delle pipette
SmartStand si adatta al flusso di lavoro

SmartStand Rainin è un sistema di gestione delle pipette intelligente e semplice da usare che consente ai responsabili di laboratorio di:
- **Ridurre i costi dovuti ai risultati fuori specifica/fuori servizio**
- **Gestire la conformità proattivamente**
- **Risparmiare tempo con la tracciabilità e la creazione di report**

Leggendo il chip RFID di ogni pipetta Rainin XLS e XLS+, SmartStand visualizza in tempo reale le condizioni delle pipette, fino ad un massimo di quattro pipette manuali o elettroniche. Scegliete un pipetta e lo schermo LCD a colori di SmartStand vi mostrerà una visualizzazione dettagliata della manutenzione e dello stato di taratura.

SmartStand funziona in modo indipendente o si integra con il software di gestione delle pipette EasyDirect™ per creare un sistema di tracciabilità nell'intero laboratorio. EasyDirect semplifica la gestione delle risorse consentendo di registrare l'utilizzo delle pipette, di segnalare le pipette che richiedono manutenzione, di trasferire i dati tra altri sistemi di gestione di laboratorio (LIMS) e di registrare dati univoci (come il proprietario, i metodi di controllo rapido e il numero di inventario) sul chip RFID di ciascuna pipetta.



Riducete i costi
Saprete sempre quando le vostre pipette richiedono un intervento di taratura o di manutenzione. SmartStand offre chiarezza e trasparenza direttamente sul banco di lavoro.



Gestite la conformità
Migliorate la tracciabilità grazie ad un sistema automatico e altamente personalizzabile per gestire in modo proattivo manutenzione, taratura e controllo periodico delle prestazioni delle pipette.



Risparmiate tempo
SmartStand semplifica e migliora la gestione delle pipette. Mostra i dati di manutenzione archiviati su ciascuna pipetta Rainin XLS e li integra con EasyDirect per creare un sistema di tracciabilità e reportistica completo.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



SmartStand: tutto in un'unica soluzione

SmartStand si trasforma in un "Gancio intelligente" con un kit accessorio di fissaggio.

Lo schermo di facile lettura mostra lo stato della pipetta

Ricarica fino a quattro pipette E4 contemporaneamente

I lettori RFID sono in grado di scansionare fino a quattro pipette alla volta

La testa rimovibile si può montare su parete o mensola



Bluetooth e porta mini-USB integrati

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

SmartStand e EasyDirect™

Potenti strumenti di gestione delle risorse

SmartStand

- Flessibile, scalabile
- Per pipette manuali ed elettroniche XLS e XLS+
- Intervalli di manutenzione/taratura definiti dall'utente
- Promemoria QuickCheck per la verifica periodica delle prestazioni
- Interfaccia grafica intuitiva
- 110/220 V, 50-60 Hz
- Si collega tramite Bluetooth* o USB
- Montaggio su mensola o parete autonomo o con kit opzionali

Gestione delle pipette con EasyDirect

- Si collega a diversi SmartStand o ad un PC
- Monitora e gestisce tutti i marchi/modelli di pipette
- Legge/scrive sui chip RFID delle pipette Rainin XLS e XLS+
- È possibile esportare in Excel, csv o xml (aggiunta, sovrascrittura o eliminazione)
- Pianificatore dell'esportazione automatica per funzionamento autonomo
- Programmazione delle richieste di assistenza
- Requisiti di sistema:
  Windows 7 (SP1) o versione superiore, 5 GB di memoria libera e 4 GB di RAM

N. ordine	Descrizione
30312897	Supporto di carica intelligente SCS-B
30312898	Supporto di carica intelligente SCS
30312899	Kit di fissaggio magnetico SCS-FK-M
30313000	Kit di fissaggio con mensola SCS-FK-S
30313247	Kit di fissaggio con staffa SCS-FK-B
17012879	Alimentazione delle pipette elettriche E4-RCSWPS
30086494	Dongle RS232 bluetooth ADP-BT-S

* Per il modello SCS, utilizzare il dongle bluetooth ADP-BT-S (N. ordine 30086494)

www.mt.com/rainin

Per maggiori informazioni

Mettler-Toledo Rainin, LLC
7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621
Tel. +1 510 564 1600
Fax +1 510 564 1604

Soggetto a modifiche tecniche
© 10/2016 Mettler-Toledo Rainin, LLC
Stampato su richiesta dai contenuti on-line. PB-269 Rev. A (A4)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS