RAININ
Pipetting 360°

SmartStand




**Il supporto intelligente per pipette**

Controllate lo stato della taratura

Visualizzate i dati di manutenzione

Gestite la conformità

# Ricco di funzioni, facile da usare

## Semplice gestione delle pipette

METTLER TOLEDO

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# Semplice gestione delle pipette
## SmartStand si adatta al flusso di lavoro

**SmartStand Rainin è un sistema di gestione delle pipette intelligente e semplice da usare che consente ai responsabili di laboratorio di:**
- **Ridurre i costi dovuti ai risultati fuori specifica/fuori servizio**
- **Gestire la conformità proattivamente**
- **Risparmiare tempo con la tracciabilità e la creazione di report**

Leggendo il chip RFID di ogni pipetta Rainin XLS e XLS+, SmartStand visualizza in tempo reale le condizioni delle pipette, fino ad un massimo di quattro pipette manuali o elettroniche. Scegliete un pipetta e lo schermo LCD a colori di SmartStand vi mostrerà una visualizzazione dettagliata della manutenzione e dello stato di taratura.

SmartStand funziona in modo indipendente o si integra con il software di gestione delle pipette EasyDirect™ per creare un sistema di tracciabilità nell'intero laboratorio. EasyDirect semplifica la gestione delle risorse consentendo di registrare l'utilizzo delle pipette, di segnalare le pipette che richiedono manutenzione, di trasferire i dati tra altri sistemi di gestione di laboratorio (LIMS) e di registrare dati univoci (come il proprietario, i metodi di controllo rapido e il numero di inventario) sul chip RFID di ciascuna pipetta.




**Riducete i costi**
Saprete sempre quando le vostre pipette richiedono un intervento di taratura o di manutenzione. SmartStand offre chiarezza e trasparenza direttamente sul banco di lavoro.




**Gestite la conformità**
Migliorate la tracciabilità grazie ad un sistema automatico e altamente personalizzabile per gestire in modo proattivo manutenzione, taratura e controllo periodico delle prestazioni delle pipette.




**Risparmiate tempo**
SmartStand semplifica e migliora la gestione delle pipette. Mostra i dati di manutenzione archiviati su ciascuna pipetta Rainin XLS e li integra con EasyDirect per creare un sistema di tracciabilità e reportistica completo.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS



**SmartStand: tutto in un'unica soluzione**

SmartStand si trasforma in un "Gancio intelligente" con un kit accessorio di fissaggio.

Lo schermo di facile lettura mostra lo stato della pipetta

Ricarica fino a quattro pipette E4 contemporaneamente

I lettori RFID sono in grado di scansionare fino a quattro pipette alla volta

La testa rimovibile si può montare su parete o mensola




Bluetooth e porta mini-USB integrati

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

# SmartStand e EasyDirect™

## Potenti strumenti di gestione delle risorse

**SmartStand**

- Flessibile, scalabile
- Per pipette manuali ed elettroniche XLS e XLS+
- Intervalli di manutenzione/taratura definiti dall'utente
- Promemoria QuickCheck per la verifica periodica delle prestazioni
- Interfaccia grafica intuitiva
- 110/220 V, 50-60 Hz
- Si collega tramite Bluetooth* o USB
- Montaggio su mensola o parete autonomo o con kit opzionali

**Gestione delle pipette con EasyDirect**

- Si collega a diversi SmartStand o ad un PC
- Monitora e gestisce tutti i marchi/modelli di pipette
- Legge/scrive sui chip RFID delle pipette Rainin XLS e XLS+
- È possibile esportare in Excel, csv o xml (aggiunta, sovrascrittura o eliminazione)
- Pianificatore dell'esportazione automatica per funzionamento autonomo
- Programmazione delle richieste di assistenza
- Requisiti di sistema:
  Windows 7 (SP1) o versione superiore, 5 GB di memoria libera e 4 GB di RAM

| N. ordine | Descrizione |
|---|---|
| 30312897 | Supporto di carica intelligente SCS-B |
| 30312898 | Supporto di carica intelligente SCS |
| 30312899 | Kit di fissaggio magnetico SCS-FK-M |
| 30313000 | Kit di fissaggio con mensola SCS-FK-S |
| 30313247 | Kit di fissaggio con staffa SCS-FK-B |
| 17012879 | Alimentazione delle pipette elettriche E4-RCSWPS |
| 30086494 | Dongle RS232 bluetooth ADP-BT-S |

* Per il modello SCS, utilizzare il dongle bluetooth ADP-BT-S (N. ordine 30086494)

**www.mt.com/rainin**

Per maggiori informazioni

**Mettler-Toledo Rainin, LLC**
7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621
Tel. +1 510 564 1600
Fax +1 510 564 1604

Soggetto a modifiche tecniche
© 10/2016 Mettler-Toledo Rainin, LLC
Stampato su richiesta dai contenuti on-line. PB-269 Rev. A (A4)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS