


DOMINIQUE DUTSCHER SA


DWG NO	SH	REV

REVISIONS		
A	CREATION	









N°	Référence	Désignation	Dimension	Qte
7	RILMP04029	FIL Ø3	391	1
6	RILMP04020	ÉPINGLE Ø2	336	2
5	RILMP04020	FIL Ø2	120	10
4	RILMP04020	FIL Ø2	160	3
3	RILMP04020	FIL Ø2	155	52
2	RILMP04029	CADRE Ø3	551	1
1	RILMP04029	CADRE Ø3	623	2

PRECIFIL

PANIER LABO CARRÉ
160*160*160

Dessiné par : VAYNE M.
Le : 10/06/2025

Référence : LPCI1616 | Indice : A | 0.387 Kg

A3 | ECH : 1:2 | Matière : ACIER INOX AISI 304L | Finition : ELECTROPOLI

< 500 mm	± 1
> 500 mm	± 2

ROND Ø3 SAUF INDICATIONS

ZI Rue du Général Bradley
44110 CHATEAUBRIANT
tel 02 40 81 83 03
fax 02 40 28 22 76
mail devis@precifil.fr

Ce document est la propriété de PRECIFIL et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation