

DWG NO	SH	REV


REVISIONS

ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED





Rond Ø2 sauf indications



REF	DIM A	DIM B	DIM C	ANSE
LPRI1120	110	90	120	NON
LPRI1212	120	100	120	OUI
LPRI1214	120	100	140	OUI
LPRI1414	140	120	140	OUI
LPRI1616	160	140	160	OUI
LPRI1818	180	160	180	OUI
LPRI2020	200	180	200	OUI
LPRI2520	250	230	200	OUI
LPRI2525	250	230	250	OUI
LPRI3020	300	280	200	OUI
LPRI3030	300	280	300	OUI

< 500 mm	± 1
500 - 1000 mm	± 2
> 1000 mm	± 5
▱ // ⊥	2

Indice A	Date: 03/11/2020	Commentaire		
Précifil Z.I. rue du général Bradley 44110 Châteaubriant Tél. 33 2 40 81 83 03 - Fax 33 2 40 28 22 76 contact@precifil.fr	. Kg	Mat: inox	Finition:	Dossier:
	A3	304L	Electropoli	.
	Dessiné par: A.BOMMÉ	LPRI. Panier rond Ø. ht.		
	Ech: .			

Ce plan est notre propriété et ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation

DOMINIQUE DUTSCHER SAS