

Solution de réactif, aminoacide F, 20 fioles (plage ultra-basse)

Réf. produit: **2386420**

Dangereux



Pour la détermination de silice de plage ultra-basse à l'aide de la méthode par bleu hétéropoly. Méthode Hach 8282/Plage : 3 à 1 000 µg/L SiO_2. Conditionnement en fioles pour une stabilité accrue

Caractéristiques

Nom de la méthode:	Bleu hétéropoly
Nombre de tests:	20
Plateforme:	Solution

Accessoires obligatoires

- Gants de protection taille L, bleus, nitrile, sans poudre, 50 pièces (Item SM743L)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS