TouchNTuff® DermaShield® 73-701

PROTECCIÓN DE PRODUCTOS | **NE NEOPRENO** | **SALPICADURAS**

STYLE #	LINER MATERIAL	COATING MATERIAL	GRIP DESIGN	CUFF STYLE	THICKNESS MM	POWD-ER-FREE	AQL	COLOUR	EN SIZE	LENGTH MM	PACKAGING
73-701	N.C.	Neopreno	Puntas de los dedos de superficie granulada	Recto	0.175	Sí	1.0	Verde	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310	Ver abajo



DESCRIPTION

- Fabricado de policloropreno, TouchNTuff® es el guante estéril más avanzado técnicamente del mercado. Sin proteínas de látex ni aceleradores, minimiza la aparición de alergias tipo I y tipo IV asociadas con el caucho natural. Mientras que el modelo TouchNTuff® presenta el confort y la flexibilidad de los guantes de caucho natural, a un precio igualmente competitivo, su composición de neopreno ofrece una mejor resistencia química. TouchNTuff®: para una protección óptima de productos y trabajadores.
- Los guante TouchNTuff® 73-701 son estériles y han sido adaptados específicamente a entornos críticos ISO 5 (Clase 100 y GMP AB).

REMARKS

- Complies to EN455 parts 1 and 2

EN 374 EN 374 EN 421

CATEGORÍA III

La solución en guantes más avanzada en prevención de alergias

PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS

- Fabricación aséptica de medicamentos
- Biotecnologías
- Fabricación de aparatos médicos
- Manipulación de citostáticos

PACKAGING

Envasado por pares: guantes envasados por pares en bolsa de plástico, sellada en protector de plástico; 10 pares por bolsa sellada; 5 bolsas selladas por bolsa de lote; 4 bolsas de lote por caja de expedición; 200 pares por caja de expedición. Todo el embalaje está impreso con tintas resistentes a IPA compatibles con salas limpias. Las bolsas de plástico llevan una abertura de fácil rasgado. Los guantes van envasados en tres bolsas para un mayor control de la contaminación.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Fecha de impresión: 09-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell