TouchNTuff® DermaShield® 73-701

PROTEZIONE DEL PRODOTTO | **NE NEOPRENE** | **SPRUZZI**

STYLE #	LINER MATERIAL	COATING MATERIAL	GRIP DESIGN	CUFF STYLE	THICKNESS MM	POWDER-FREE	AQL	COLOUR	EN SIZE	LENGTH MM	PACKAGING
73-701	N.A.	Neoprene	Punte delle dita ruvide	Diritto	0.175	Sì	1.0	Verde	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9	310	Vedere sotto



DESCRIPTION

- Realizzati in policloroprene, i guanti TouchNTuff® sono il prodotto sterile tecnicamente più avanzato attualmente sul mercato.
- Privi di acceleratori e proteine del lattice, questi guanti riducono al minimo il rischio di allergie di Tipo I e IV associate al lattice naturale.
- TouchNTuff® offre il comfort e la flessibilità dei guanti di lattice naturale, ad un prezzo paragonabile; ma la composizione in neoprene garantisce una migliore resistenza chimica. TouchNTuff®: il guanto ideale per proteggere sia il lavoratore sia il prodotto.
- Il TouchNTuff® 73-701 è sterile.

REMARKS

- Complies to EN455 parts 1 and 2

EN 374 EN 374 EN 421

CATEGORIA III

La soluzione più avanzata nella prevenzione delle allergie

PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS

- Produzione asettica di farmaci
- Biotecnologie
- Produzione di dispositivi medicali
- Manipolazione di sostanze citostatiche

PACKAGING

Per paio: guanti imballati per paio in un foglio di polietilene dentro una busta dello stesso materiale termosaldata; 10 paia per sacchetto master; 5 sacchetti master per scatola; 4 scatole per cartone; 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I sacchetti in polietilene dispongono di invito per la facile apertura a strappo. I guanti presentano un triplo imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Data di stampa: 09-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell