# TouchNTuff® DermaShield® 73-701

**PROTEZIONE DEL PRODOTTO** | **NE NEOPRENE** | **SPRUZZI**

| STYLE # | LINER MATERIAL | COATING MATERIAL | GRIP DESIGN | CUFF STYLE | THICKNESS MM | POWDER-FREE | AQL | COLOUR | EN SIZE | LENGTH MM | PACKAGING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-701 | N.A. | Neoprene | Punte delle dita ruvide | Diritto | 0.175 | Sì | 1.0 | Verde | 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 | 310 | Vedere sotto |



DESCRIPTION

- Realizzati in policloroprene, i guanti TouchNTuff® sono il prodotto sterile tecnicamente più avanzato attualmente sul mercato.
- Privi di acceleratori e proteine del lattice, questi guanti riducono al minimo il rischio di allergie di Tipo I e IV associate al lattice naturale.
- TouchNTuff® offre il comfort e la flessibilità dei guanti di lattice naturale, ad un prezzo paragonabile; ma la composizione in neoprene garantisce una migliore resistenza chimica. TouchNTuff®: il guanto ideale per proteggere sia il lavoratore sia il prodotto.
- Il TouchNTuff® 73-701 è sterile.

REMARKS

- Complies to EN455 parts 1 and 2

EN 374 EN 374 EN 421

**CATEGORIA III**

## La soluzione più avanzata nella prevenzione delle allergie

PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS

- Produzione asettica di farmaci
- Biotecnologie
- Produzione di dispositivi medicali
- Manipolazione di sostanze citostatiche

PACKAGING

Per paio: guanti imballati per paio in un foglio di polietilene dentro una busta dello stesso materiale termosaldata; 10 paia per sacchetto master; 5 sacchetti master per scatola; 4 scatole per cartone; 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I sacchetti in polietilene dispongono di invito per la facile apertura a strappo. I guanti presentano un triplo imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Data di stampa: 09-04-2017

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell