HistoLab®
ESTABLISHED 1965

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CRYOMOUNT

CE Le symbole précise que le produit a un marquage conforme à la Directive 98/79/CE DIV relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (dispositifs DIV généraux/autres).

NO D'ARTICLE

00890

DÉSIGNATION DU PRODUIT

Substance d'enrobage/médium de congélation pour l'enrobage de prélèvements de tissus lors d'une coupe à froid.

MANIPULATION

Placer Cryomount dans le porte-échantillon ou le plateau en liège. Placer le prélèvement de tissu, couvrir avec Cryomount et congeler comme souhaité.



MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Suivre de bonnes pratiques de laboratoire lors de la manipulation des produits chimiques.

DURÉE DE VIE

Trois ans à compter de la date de fabrication en emballage fermé.

ÉLIMINATION

On peut éliminer la solution utilisée avec les déchets classiques.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Histolab Products AB
Södra Långebergsgatan 36
SE-421 32 Göteborg, Suède
Tél. : +46 31 709 30 30
mail@histolab.se
www.histolab.se