KoolPlate™

Plateau de refroidissement



- Garde les blocs de paraffine au froid jusqu'à 4 heures
- Fabriqué en polystyrène résistant aux chocs pour plus de longévité
- Base isolante fait de mousse de polystyrène

Le Simport **KoolPlate™** est idéal pour refroidir et préparer des blocs de paraffine, pour la coupe au microtome ou pour effectuer d'autres procédures de laboratoire.

Il gèle pendant la nuit (16 heures) dans un congélateur conventionnel et la surface reste froide jusqu'à 4 heures lorsqu'il est utilisé avec la base isolante en mousse de polystyrène fournie placée sous le **KoolPlate™**. Ceci prolongera le refroidissement et empêchera l'accumulation d'humidité. Le plateau est fait de polystyrène à fort impact à paroi épaisse afin d'assurer une construction robuste qui durera des années.

Le **KoolPlate™** est empilable, une excellente fonction pour une grande économie de l'espace.

Dimensions: 279 mm x 139.7 mm x 25.4 mm H. (11 x 5 ½ x 1 in. H.)

Attention: ne pas utiliser avec des solvants organiques tels que le toluène, le xylène, l'acétone, etc.

Cat. #	Description	Qty/Cs
M479-24	**KoolPlate™** 6 plateaux de refroidissement avec 1 base isolante	6
M479BA	Base isolante en mousse de polystyrène uniquement	6



M479-24

M479BA

Simport® Scientific inc.
Depuis 1975
Une entreprise familiale Canadienne

simport.com

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

M918 / M920 / M922 – StainTray™

Système de coloration de lames

Fait de plastique ABS

Une autre approche conviviale de la coloration par immunohistochimie. Ce plateau convient également et non seulement pour la Coloration de routine nécessitant une chambre humide, mais aussi pour les laboratoires d'hématologie, de cytologie et de microbiologie. La manipulation est sécurisée et facile en utilisant une seule main.

Le StainTray™ a une base noire en plastique ABS résistant, résistant à un large éventail de produits chimiques (éviter les hydrocarbures chlorés). Ils accepteront 10, 20 ou 30 lames, même si le plateau est maintenu incliné. En cas de besoin d'humidité, les puits entre les rails retiendront jusqu'à 1 ml d'eau en toute sécurité, sans éclaboussures. Les puits du milieu contiendront jusqu'à 2 ml chacun. Les rails sont surélevés non seulement pour éviter que l'eau ne touche les glissières, mais également pour les rendre plus faciles à récupérer. La base retiendra également l'exès de colorant des lames. Quatre pattes en caoutchouc assurent une plus grande stabilité de la base. Les unités sont empilables pour gagner de la place.



NE PAS UTILISER AVEC DE L'ACÉTONE



Deux couvercles de chambre sont disponibles :

- Clair permettant un examen visuel. Fabriqué en PETG avec une plage de température de -20 ° C à +60 ° C.
- Noir pour le travail fluorescent. Fabriqué en ABS avec une plage de température de -80 ° C à +80 ° C



Plateau tenu à un angle



Bouchon de vidange



Un couvercle noir pour le travail fluorescent

StainTray™ M918 avec une capacité de 10 lames

No. cat.	Description	Capacité	Qté/Bte
M918-1	Base avec couvercle transparent	10 lames	1
M918-2	Base avec couvercle noir	10 lames	1
M919-1	Couvercle transparent seul pour M918	–	1
M919-2	Couvercle noir seul pour M918	–	1
Dimensions : 24 x 24 x 4.5 cm H (9-3/8 x 9-3/8 x 1-3/4 in. H)			

Staintray™ M920 avec une capacité de 20 lames

No. cat.	Description	Capacité	Qté/Bte
M920-1	Base avec couvercle transparent	20 lames	1
M920-2	Base avec couvercle noir	20 lames	1
M921-1	Couvercle transparent seul pour M920	–	1
M921-2	Couvercle noir seul pour M920	–	1
Dimensions : 38 x 24 x 4.5 cm H (15 x 9-3/8 x 1-3/4 in. H)			

Staintray™ M922 avec une capacité de 30 lames

No. cat.	Description	Capacité	Qté/Bte
M922-1	Base avec couvercle transparent	30 lames	1
M922-2	Base avec couvercle noir	30 lames	1
M922-1	Couvercle transparent seul pour M922	–	1
M922-2	Couvercle noir seul pour M922	–	1
Dimensions : 38.4 x 32.9 x 4.5 cm H (15-1/8 x 12-15/16 x 1-3/4 in. H)			

Simport Scientific inc.
Depuis 1975
Une entreprise familiale Canadienne
2588 Bernard-Pilon
Beloeil, Québec
J3G 4S5
Canada
T-450 464-1723
F-450 464-3394
info@simport.com
www.simport.com

MKT-M970LL1P2 – 04-2021_FR / Imprimé au Canada