Simport UriFlex™

Libérez de l'espace de stockage avec l'UriFlex™

Sac de collection flexible UriFlex™ 24 heures

Le sac de collection est plat lorsqu'il est vide et facile à ranger. Lors de son utilisation, la conception autoportante reste droite et stable, nécessitant un minimum d'espace dans un réfrigérateur.



DOMINIQUE DUTSCHER SA

Simport® Scientific inc.
Depuis 1975
Une entreprise familiale Canadienne

simport.com

Une manière très discrète d'utiliser et de transporter votre échantillon



Réduit la quantité de déchets par rapport aux CONTENANTS rigides

Bec verseur rotatif
Fermeture en polypropylène et bec en polyéthylène

L'entonnoir à contour anatomique est idéal pour les personnes ayant des problèmes de santé ou des déficiences.



Zone d'identification du patient

Grande poignée

Ouverture de 50 mm de large



Le sac est fait de matériaux résistant aux UV, ce qui le rend approprié pour les tests analytes sensibles à la lumière

Film plastique stratifié co-extrudé épais et résistant qui ne se déchire pas, ne se plisse pas et ce même sous un poids qui est lourd ou avec un stress important.

Extérieur en PET
Intérieur en PE

Le sac autoportant permet à celui-ci de rester debout lorsqu'il est plein



Coulée sans gouttes à débit contrôlé

Dimensions: - Vide: 33 cm x 26,5 cm H.
- Complet (approximatif): 29 cm x 16 cm x 25 cm H.

- ouverture de 50 mm de large
- Poids à vide de 64 g (± 1 g)
- Pas de graduations, le volume de liquide doit être déterminé en poids

IVD

No Cat.	Description	Vol. (L)	Qté/Cs
B351-4	Sac de collection flexible UriFlex™ 24 heures	4	30
B351-4FU	Entonnoir pour UriFlex™ 24 heures		30

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Simport Scientific inc.
Depuis 1975
Une entreprise familiale Canadienne

2588 Bernard-Pilon
Beloeil, Québec
J3G 4S5
Canada

T-450 464-1723
F-450 464-3394
info@simport.com
www.simport.com

Distribué par :

MKT B351LL1P2 – 08-2022_FR Imprimé au Canada