Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE



Désignation

- MULTIPETTE M4 STARTER KIT

Référence

- 933050

Unité de vente

1

Caractéristiques techniques

- 1-canal
- 1 µL – 10 mL
- avec Combitips® advanced Box 2.0, pack d'assortiment Combitips® advanced (1 pointe de chaque taille) et portoir pour pipettes 2
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab
- **Label ACT :** oui
- **Type de produit :** Distributeurs
- **Type de pipetage :** Système à déplacement positif
- **Nombre de canaux :** 1-canal
- **Plage de volume :** 1 µL – 10 mL
- **Mode de fonctionnement :** mécanique
- **Erreur de mesure aléatoire :** see Combitips advanced
- **Erreur de mesure systématique :** see Combitips advanced
- **Autoclavable :** non
- **Type de piles :** Pile bouton
- **Consumables :** Combitips® advanced, ViscoTip®
- **Système ouvert (consommables de tiers) :** non
- **Connectivité :** –
- **Poids du produit :** 105 g
- **Contenu de la livraison :** Multi-distributeur, batterie (insérée), manuel d'utilisation, certificat, Combitips® advanced Box 2.0, pack de Combitips® advanced assorties (1 pointe de chaque taille), portoir de pipette 2
- **Multi-distributeur mécanique à déplacement positif :** remplissez la pointe une fois et distribuez jusqu'à 100 fois sans avoir à recharger
- La reconnaissance automatique de la Combitips® advanced permet de ne pas perdre de temps avec des calculs de volume



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 80 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

FICHE TECHNIQUE

- L'affichage clair et lisible garantit une utilisation intuitive et sans stress grâce à un affichage numérique du volume de distribution
- **Grande plage de distribution :** de 1 µL à 10 mL pour une utilisation flexible
- **Éjecteur central de Combitips® advanced :** la Combitips® advanced entièrement vide peut être éjectée facilement d'une seule main
- La fonction de veille se met en marche lorsque l'appareil n'est pas utilisé afin de réduire la consommation d'énergie
- Une pointe Combitips® advanced entièrement vidée peut être facilement éjectée d'une seule main avec le levier de commande
- **Principe du déplacement positif :** Idéal pour les solutions visqueuses ou moussantes et les liquides à haute pression de vapeur
- Manipulation sûre de liquides toxiques, radioactifs ou infectieux
- **Production écoresponsable :** Les pointes Multipette M4 et Combitips® advanced sont étiquetées ACT® pour vous aider à faire un choix judicieux en matière de durabilité
- **Marqué ACT :** Validation indépendante de la durabilité des produits par une tierce partie par My Green Lab



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67176 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 59 - Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com