Microtubi CLEARLock® CLEARLine® PRIVI DI METALLI

Massima protezione del campione con tappo integrato

Novità! Garanzia 100% PRIVI DI METALLI

METALLI



Presentiamo i nostri microtubi senza metalli!

Siamo lieti di annunciare che i nostri microtubi CLEARLock® CLEARLine® sono ora certificati privi di metalli. Attraverso test rigorosi per 37 diversi metalli utilizzando la tecnologia avanzata di spettrometria di massa con plasma accoppiato induttivamente (ICP/MS), in conformità con gli standard EPA 6020 B 2014, garantiamo che i nostri microtubi non contengono metalli rilevabili. Questo assicura il massimo livello di purezza e sicurezza del campione. Scegli i microtubi CLEARLock® CLEARLine® per le tue applicazioni più critiche.

Perché scegliere i microtubi CLEARLock® CLEARLine®?

Vantaggi:

- Chiusura di sicurezza: assicura la massima affidabilità e integrità del campione.
- Design compatto: perfetto per microcentrifughe e compatibile con vari rack e sistemi di stoccaggio.
- Confezione pratica: sacchetti richiudibili per una facile manipolazione e conservazione.

Caratteristiche:

- Trasparenza cristallina: ottima visibilità del campione.
- Alta capacità di centrifugazione, ampio intervallo di temperatura, autoclavabili.
- Grado medicale: prodotto con materiali rispondenti ai più alti standard per applicazioni mediche e di ricerca.
- Comodo da utilizzare grazie alla presenza di graduazione, area di scrittura e tappo di sicurezza perforabile.
- Certificati* privi di DNA umano, DNasi, RNasi, Endotossine, ATP ed inibitori della PCR.

Versioni disponibili:

- CLEARLine® Standard: affidabile e versatile per uso generale.
- CLEARLine® Low Binding: minima adesione del campione, ideale per saggi sensibili.
- CLEARLine® BIOBased: opzione ecologica realizzata con materiali sostenibili.

CLEARLine®

GRADO MEDICALE | DNasi RNasi | DNA Umano | Inibitori PCR | Endotossine | ATP | METALLI

* Certificati di analisi disponibili in download su **www.biosigma.it**

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Versione Standard:

Affidabile e versatile per uso generale, questi microtubi sono adatti per la preparazione, la centrifugazione e la conservazione di routine dei campioni. Offrono prestazioni costanti in una vasta gamma di applicazioni di laboratorio, garantendo risultati affidabili.

Chiusura di sicurezza, CLEARLine®

CODICE	VOLUME (ML)	CONFEZIONE INTERNA	UNITÀ DI VENDITA
CL05.001.0500	0,5	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 500
CL15.002.0500	1,5	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 1000
CL20.002.0500	2,0	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 1000
CL50.002.0100	5,0	SACCHETTO / 100	SCATOLA / 200

Chiusura di sicurezza, all'ingrosso, CLEARLine®

CODICE	VOLUME (ML)	CONFEZIONE INTERNA	UNITÀ DI VENDITA
CL05.010.1000B	0,5	SACCHETTO / 1000	SCATOLA / 10000
CL05.020.0500B	0,5	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 10000
CL15.010.1000B	1,5	SACCHETTO / 1000	SCATOLA / 10000
CL15.020.0500B	1,5	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 10000
CL20.008.1000B	2,0	SACCHETTO / 1000	SCATOLA / 8000
CL20.016.0500B	2,0	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 8000
CL50.006.0500B	5,0	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 3000
CL50.030.0100B	5,0	SACCHETTO / 100	SCATOLA / 3000

Chiusura di sicurezza, STERILI, CLEARLine®

CODICE	VOLUME (ML)	CONFEZIONE INTERNA	UNITÀ DI VENDITA
CL05.050.0001S	0,5	Confezione Singola	SCATOLA / 50
CL05.005.0100S	0,5	SACCHETTO / 100	SCATOLA / 500
CL15.100.0001S	1,5	Confezione Singola	SCATOLA / 100
CL15.004.0050S	1,5	SACCHETTO / 50	SCATOLA / 200
CL20.100.0001S	2,0	Confezione Singola	SCATOLA / 100
CL20.004.0050S	2,0	SACCHETTO / 50	SCATOLA / 200
CL50.050.0001S	5,0	Confezione Singola	SCATOLA / 50
CL50.010.0020S	5,0	SACCHETTO / 20	SCATOLA / 200

Chiusura di sicurezza, all'ingrosso, non certificati

CODICE	VOLUME (ML)	CONFEZIONE INTERNA	UNITÀ DI VENDITA
BSA05.010.1000	0,5	SACCHETTO / 1000	SCATOLA / 10000
BSA05.020.0500	0,5	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 10000
BSA15.010.1000	1,5	SACCHETTO / 1000	SCATOLA / 10000
BSA15.020.0500	1,5	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 10000
BSA20.008.1000	2,0	SACCHETTO / 1000	SCATOLA / 8000
BSA20.016.0500	2,0	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 8000
BSA50.006.0500	5,0	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 3000
BSA50.030.0100	5,0	SACCHETTO / 100	SCATOLA / 3000

Versione Low Binding:

Progettati per minimizzare l'adesione del campione, rendendoli ideali per saggi sensibili dove la ritenzione del campione può influenzare i risultati. Questi microtubi sono perfetti per applicazioni che richiedono il massimo recupero del campione, come uso di proteine o acidi nucleici, dove anche perdite minime possono impattare sull'accuratezza dell'analisi.



Chiusura di sicurezza, Proteine Low Binding

CODICE	VOLUME (ML)	CONFEZIONE INTERNA	UNITÀ DI VENDITA
CL05.0100PLB	0,5	SACCHETTO / 100	SCATOLA / 500
CL15.0050PLB	1,5	SACCHETTO / 50	SCATOLA / 200
CL20.0050PLB	2,0	SACCHETTO / 50	SCATOLA / 200



Chiusura di sicurezza, DNA Low Binding

CODICE	VOLUME (ML)	CONFEZIONE INTERNA	UNITÀ DI VENDITA
CL05.0100DLB	0,5	SACCHETTO / 100	SCATOLA / 500
CL15.0050DLB	1,5	SACCHETTO / 50	SCATOLA / 200
CL20.0050DLB	2,0	SACCHETTO / 50	SCATOLA / 200

Versione BIOBased:

Realizzati con materiali sostenibili, questi microtubi offrono un'opzione ecologica per i laboratori che si concentrano sulla riduzione della loro impronta ecologica. Forniscono le stesse prestazioni di alta qualità dei microtubi standard e Low Binding, sostenendo allo stesso tempo le iniziative green e gli obiettivi di sostenibilità.

Realizzato con materie prime certificate basate su risorse rinnovabili





BIOBased, Chiusura di sicurezza, CLEARLine®

CODICE	VOLUME (ML)	CONFEZIONE INTERNA	UNITÀ DI VENDITA
CL05SC	0,5	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 500
CL15SC	1,5	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 1000
CL20SC	2,0	SACCHETTO / 500	SCATOLA / 1000
CL50SC	5,0	SACCHETTO / 100	SCATOLA / 200

BIOBased, Proteine Low Binding, Chiusura di sicurezza, CLEARLine®

CODICE	VOLUME (ML)	CONFEZIONE INTERNA	UNITÀ DI VENDITA
CL05PLBSC	0,5	SACCHETTO / 100	SCATOLA / 500
CL15PLBSC	1,5	SACCHETTO / 50	SCATOLA / 200
CL20PLBSC	2,0	SACCHETTO / 50	SCATOLA / 200

BIOBased, DNA Low Binding, Chiusura di sicurezza, CLEARLine®

CODICE	VOLUME (ML)	CONFEZIONE INTERNA	UNITÀ DI VENDITA
CL05DLBSC	0,5	SACCHETTO / 100	SCATOLA / 500
CL15DLBSC	1,5	SACCHETTO / 50	SCATOLA / 200
CL20DLBSC	2,0	SACCHETTO / 50	SCATOLA / 200

Biosigma S.p.A Dominique Dutscher Group
Via Valletta, 6 | 30010, Cona (Venezia)
Telefono 0426 302225 | Fax 0426 748030
info@biosigmaeu.com | **www.biosigma.it**

REV. 2024-07