
Provette False Bottom

2.5 ml

Le provette False Bottom di Biosigma sono progettate per la gestione di campioni a basso volume, combinando un recupero efficiente del campione, un'identificazione affidabile e configurazioni flessibili per supportare i flussi di lavoro del laboratorio.



VERSIONE TRASPARENTE

Trasparenza per le attività di laboratorio.

Progettata per una gestione efficiente di campioni a basso volume nelle applicazioni di laboratorio di routine.

VERSIONE AMBRATA

Per campioni fotosensibili.

Una soluzione di colore ambrato per applicazioni di laboratorio che prevedono l'utilizzo di campioni sensibili alla luce.

FONDO CONICO INTERNO

Progettato per concentrare piccoli volumi di campione in un'area di raccolta ridotta.

2.5 ml	100 µl	13x75 mm
VOLUME NOMINALE	VOLUME MORTO MINIMO	FORMATO DELLA PROVETTA

Ottimizza il recupero di ogni campione

Il false bottom conico concentra piccoli volumi di campione in un'area di raccolta ridotta, favorendo una gestione e un recupero efficienti. Ideale per campioni di piccolo volume e di elevato valore.

Progettate per la tracciabilità dei campioni

L'ampia superficie di etichettatura consente l'applicazione di etichette e codici a barre, facilitando l'identificazione dei campioni durante le diverse fasi del flusso di lavoro, dalla ricezione e analisi fino alla conservazione e archiviazione.

Progettate per le esigenze del tuo laboratorio

- Realizzate in polipropilene (PP)
- Formato 13 × 75 mm con gradazione
- Compatibili con analizzatori di laboratorio e sistemi di automazione pre- e post-analitica
- Fondo esterno arrotondato per un posizionamento stabile nei rack
- Disponibili nelle versioni trasparente e ambrata
- Tappo a vite disponibile separatamente o preassemblato

1 SCEGLI LA TUA PROVETTA

Due versioni per diverse esigenze di laboratorio.



VERSIONE TRASPARENTE

Per applicazioni di laboratorio di routine.



VERSIONE AMBRATA

Per campioni fotosensibili.



2 SCEGLI IL TAPPO

Tappi a vite compatibili, forniti separatamente o preassemblati.



Tappo trasparente



Tappo ambrato



Tappo a vite disponibile separatamente o preassemblato..

3 IDENTIFICA IL CAMPIONE

Cap disk colorati per facilitare l'identificazione dei campioni.



Arancione | Azzurro | Bianco | Giallo | Rosa | Rosso | Verde | Viola

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Provette False Bottom Ø 13 mm e accessori compatibili

Provette False Bottom - 2.5 ml

Codice	Colore	Tappo	Conf. Interno	Unità di vendita
BSN250	Trasparente	Preassemblato	500	1000
BSN250AM	Ambrato	Preassemblato	500	1000
BSN2500	Trasparente	Senza tappo	1000	2000
BSN2500AM	Ambrato	Senza tappo	1000	2000

Tappi a vite compatibili - Ø 13 mm

Codice	Colore	Conf. Interno	Unità di vendita
BSN13	Trasparente	1000	5000
BSN13AM	Ambrato	1000	5000

Cap Disk colorati

Codice	Colore	Unità di vendita
BSN001AR	Arancione	1000 pz
BSN001AZ	Azzurro	1000 pz
BSN001BI	Bianco	1000 pz
BSN001G	Giallo	1000 pz
BSN001RA	Rosa	1000 pz
BSN001RO	Rosso	1000 pz
BSN001V	Verde	1000 pz
BSN001VI	Viola	1000 pz