
BIODipper
SAMPLE CONTAINERS


Contenitori ad immersione monouso per il campionamento e la spedizione sicura del campione nello stesso contenitore, eliminando il rischio di contaminazione incrociata



I BIODipper Sample Containers sono contenitori ad immersione monouso progettati per semplificare il processo di campionamento, aumentandone la sicurezza e l'efficacia.

Permettono di raccogliere, trasportare e analizzare il campione per i test al laboratorio utilizzando lo stesso contenitore, minimizzando così il rischio di contaminazione incrociata.


È una soluzione pratica e affidabile, ideale per garantire l'integrità del campione durante tutte le fasi dell'analisi.



Caratteristiche:

- **Colore blu traspartente**, perfetto per le industrie alimentare, mangimistica e farmaceutica.
- Ideale per l'**industria delle bevande**.
- Adatti al contatto alimentare.
- Il manico ergonomico è dotato di **anello di presa** per una manipolazione sicura.
- 5 volumi disponibili: 20mL, 50mL, 60mL, 120mL e 160mL.
- 2 lunghezze manici disponibili: 25cm e 35cm.
- Confezionamento: singolo.
- Dopo il campionamento, il contenitore viene **richiuso**, **fascetta e manico possono essere rimossi** per semplificare il trasporto e l'analisi, e il campione può essere inviato in sicurezza al laboratorio.
- Trattati con **raggi Gamma** (25kGy), test di sterilità eseguito su ogni lotto di produzione.
- Validità: 48 mesi.
- Ideale per estrarre campioni da barili, cisterne e altri contenitori.











CODICE	DESCRIZIONE	MANICO	GRADUAZIONE	IMBALLAGGIO
DIP0020L	Contenitore per campionamento 20 ml, manico in PA, blu	corto	20mL	50
DIP0020H	Contenitore per campionamento 20 ml, manico in PA, blu	lungo	20mL	50
DIP0050L	Contenitore per campionamento 50 ml, manico in PA, blu	corto	50mL	50
DIP0050H	Contenitore per campionamento 50 ml, manico in PA, blu	lungo	50mL	100
DIP0060L	Contenitore per campionamento 60 ml, manico in PA, blu	corto	60mL	40
DIP0060H	Contenitore per campionamento 60 ml, manico in PA, blu	lungo	60mL	40
DIP0120L	Contenitore per campionamento 120 ml, manico in PA, blu	corto	120mL	80
DIP0120H	Contenitore per campionamento 120 ml, manico in PA, blu	lungo	120mL	80
DIP0160L	Contenitore per campionamento 160 ml, manico in PA, blu	corto	160mL	80
DIP0160H	Contenitore per campionamento 160 ml, manico in PA, blu	lungo	160mL	80

Biosigma Dutscher group

Biosigma S.p.A Dominique Dutscher Group
Via Valletta, 6 | 30010, Cona (Venezia) Italia
Tel ++39 0426 302224 | info@biosigmaeu.com
www.biosigma.it | www.biosigma.com

Rev 07/04/2025