

COLTURE CELLULARI

Scopri la nostra gamma di prodotti per colture cellulari, pensati per supportare la tua ricerca in diversi ambiti.
Le nostre fiasche per colture cellulari, le piastre multipozzetto e le piastre Petri sono disponibili con superfici trattate, indicate per colture cellulari aderenti, e con superfici non trattate, adatte per colture cellulari in sospensione. Offriamo soluzioni efficaci per garantire la sterilità e la qualità dei reagenti e dei terreni di coltura.

CLEARLine® fiasche sterili per colture cellulari

Le fiasche per colture cellulari CLEARLine® sono progettate ergonomicamente per una facile manipolazione, riducendo al minimo il rischio di contaminazione.
Il collo inclinato verso l'alto e la base compatta permettono un facile accesso a pipette e scraper, otimizzando lo spazio d'incubazione.
Ogni lotto è sottoposto a rigorosi controlli per garantire sterilità, tracciabilità e riproducibilità.



Caratteristiche:

- Versione trattata e non trattata
- Con tappo **standard** o **filtrante** (PTFE, 0.2 µm)
- Formati disponibili: 25, 75, 175 e 225 cm^2
- Materiali: PS (fiasca), HDPE (tappo)
- Collo inclinato verso l'alto
- Libere da DNasi, RNasi e DNA umano
- Non pirogeniche, non citotossiche



tappo filtrante *tappo standard*

Codice	Superficie	Tappo	Area di crescita (cm^2)	Volume Totale (ml)	Unità/Sacch.	Unità di vendita
CL200	Trattata	Filtrante	25	60	12	240
CL201	Trattata	Filtrante	75	250	5	100
CL202	Trattata	Filtrante	175	650	5	40
CL203	Trattata	Filtrante	225	850	5	25
CL204	Trattata	Standard	25	60	12	240
CL205	Trattata	Standard	75	250	5	100
CL206	Trattata	Standard	175	650	5	40
CL207	Trattata	Standard	225	850	5	25
CL200NT	Non trattata	Filtrante	25	60	12	240
CL201NT	Non trattata	Filtrante	75	250	5	100
CL202NT	Non trattata	Filtrante	175	650	5	40
CL203NT	Non trattata	Filtrante	225	850	5	25
CL204NT	Non trattata	Standard	25	60	12	240
CL205NT	Non trattata	Standard	75	250	5	100
CL206NT	Non trattata	Standard	175	650	5	40
CL207NT	Non trattata	Standard	225	850	5	25

CLEARLine® piastre sterili per coltura cellulare

Le piastre CLEARLine® sono progettate per assicurare una crescita cellulare ottimale, con un design ergonomico a corona dentata che riduce il rischio di contaminazione e garantisce una manipolazione sicura.
La superficie piana e trasparente consente un'osservazione microscopica di alta qualità.

Key features:

- Formati disponibili: Ø 35, 60, 100 e 150 mm
- Disponibili trattate e non trattate
- Materiali: PS
- Libere da DNasi e RNasi
- Non pirogeniche, non citotossiche



Codice	Descrizione	Superficie	Unità/Sacch.	Unità di vendita
CL900	Piastre trattate per colture cellulari Ø 60 mm	Trattata	10	500
CL901	Piastre trattate per colture cellulari Ø 100 mm	Trattata	10	300
CL902	Piastre trattate per colture cellulari Ø 150 mm	Trattata	5	100
CL903	Piastre trattate per colture cellulari Ø 35 mm	Trattata	5	500
CL900NT	Piastre non trattate per colture cellulari Ø 60 mm	Non trattata	10	500
CL901NT	Piastre non trattate per colture cellulari Ø 100 mm	Non trattata	10	300
CL902NT	Piastre non trattate per colture cellulari Ø 150 mm	Non trattata	5	100
CL903NT	Piastre non trattate per colture cellulari Ø 35 mm	Non trattata	5	500

CLEARLine® piastre multipozzetto sterili per colture cellulari



Le piastre multipozzetto CLEARLine® sono progettate per garantire una crescita cellulare ottimale e risultati riproducibili.
La codifica alfanumerica dei pozzetti facilita l'identificazione dei campioni, mentre il design del coperchio contribuisce a ridurre l'evaporazione e il rischio di contaminazione.



Caratteristiche:

- Disponibili trattate e non trattate
- Formati disponibili: 6, 12, 24, 48 e 96 pozzetti
- Fondo piatto, 96 pozzetti disponibile anche con fondo tondo
- Materiali: PS (piastra e coperchio)
- Libere da DNasi, RNasi e DNA umano
- Non pirogeniche, non citotossiche

Codice	Superficie	Pozzetti	Fondo	Area di crescita (cm^2)	Unità/Sacch.	Unità di vendita
CL300	Trattata	6	Piatto	9.60	Busta sigillata	50
CL301	Trattata	12	Piatto	3.87	Busta sigillata	50
CL302	Trattata	24	Piatto	3.87	Busta sigillata	50
CL303	Trattata	96	Piatto	0.32	Busta sigillata	50
CL304	Trattata	48	Piatto	0.87	Busta sigillata	50
CL305	Trattata	96	Rotondo	0.33	Busta sigillata	50
CL300NT	Non trattata	6	Piatto	9.60	Busta sigillata	50
CL301NT	Non trattata	12	Piatto	3.87	Busta sigillata	50
CL302NT	Non trattata	24	Piatto	3.87	Busta sigillata	50
CL303NT	Non trattata	96	Piatto	0.32	Busta sigillata	50
CL304NT	Non trattata	48	Piatto	0.87	Busta sigillata	50
CL305NT	Non trattata	96	Rotondo	0.33	Busta sigillata	50

CLEARLine® unità di filtrazione sottovuoto



CLEARLine® i sistemi filtranti sottovuoto monouso sono soluzioni di filtraggio complete, fornite di imbuto filtrante, adattatore e serbatoio di raccolta. Sono progettati per semplificare e ottimizzare il processo di filtraggio, consentendo una rapida ed efficiente rimozione delle particelle indesiderate da liquidi e soluzioni.

- Formati disponibili: 250, 500 e 1000 ml
- Materiali:
  - Imbuto: PS
  - Serbatoio di raccolta: PS
  - Membrana filtrante: PES con pori da 0,22µm
- Non pirogeniche, non citotossiche
- Sterili

Codice	Volume (ml)	Materiale membrana	Dimensione membrana (µm)	Unità/Sacch.	Unità di vendita
CL500	250	PES	0,22	1	12
CL501	500	PES	0,22	1	12
CL502	1000	PES	0,22	1	12
CL510	250	Solo serbatoio di raccolta idrofilo con tappo a vite		1	24
CL511	500			1	24
CL512	1000			1	24

Raschietti per colture cellulari



I raschietti per colture cellulari sono strumenti indispensabili per la raccolta e il trasferimento di cellule aderenti in laboratorio.
Dotati di una lama flessibile e di un manico ergonomico disponibile in due diverse lunghezze, consentono di staccare delicatamente le cellule dalle superfici di coltura senza danneggiarle.
Ogni raschietto è imballato singolarmente per garantire la sterilità e prevenire la contaminazione, assicurando così la massima sicurezza e affidabilità durante l'uso.

- Materiali: Polietilene
- Non Pirogenici
- Sterili

Codice	Lunghezza dell'impugntura (cm)	Lunghezza della lama (mm)	Tipo	Unità/Sacch.	Unità di vendita
010153	18	18	Lama orientabile	1	100
010154B	25	18	Lama orientabile	1	200



Biosigma S.p.A Dominique Dutscher Group
Via Valletta, 6 | 30010, Cona (Venezia) Italia
Tel ++39 0426 302225 | Fax ++39 0426 748030
italia@biosigmaeu.com | **www.biosigma.it**

REV. 2026-08