

PIPETTE SIEROLOGICHE CLEARLine®

Una gamma pensata per ogni esigenza di laboratorio


Le pipette sierologiche CLEARLine® sono realizzate in polistirolo trasparente e progettate per soddisfare i più elevati standard di sterilità, precisione e accuratezza ergonomica, offrendo prestazioni elevate in un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio.
Le graduazioni bidirezionali e negative migliorano la precisione delle operazioni di pipettaggio.

Dai modelli **Standard**, ideali per l'uso quotidiano, alle compatte **Shorty** pensate per ambienti con spazio limitato, fino ai formati **Aspiration** e **Open-end** per campioni viscosi, questa gamma garantisce risultati costanti in ogni flusso di lavoro.

Tutti i prodotti sono sterili e in confezione singola.
Le pipette Shorty sono disponibili anche in versione bulk, mentre quelle standard in zip-bags da 25 pezzi.

CARATTERISTICHE:

- Prive di DNAse
- Prive di RNAse
- Prive di Endotossine
- *Pipette Standard* Prive di DNA Umano
- Prive di BSE/TSE
- Non citotossiche



ASPIRATION
- Non graduate
- Design senza filtro
- Volumi da 1 a 10mL

SHORTY
- Compatta
- Codifica colore
- Volumi da 5 a 50mL

- Filtro da 10mm
- Coldifica colore
- Volumi da 1 a 100mL

STANDARD

- Punta aperta arrotondata
- Codifica colore
- Volumi da 1 a 10mL

OPEN-END

PIPETTE SIEROLOGICHE STANDARD

Progettate per l'utilizzo con pipettatori elettronici o manuali, queste pipette consentono il trasferimento accurato di liquidi di diverso volume nelle varie operazioni di laboratorio.
Presentano graduazioni bidiriezionali e negative, che contribuiscono a migliorare la precisione delle operazioni di pipettaggio.
Il filtro da 10mm integrato previene l'aspirazione accidentale di liquidi o particelle, proteggendo sia la pipetta che il campione dalla contaminazione.

Caratteristiche:



- In confezione singola e zip-bag da 25pz
- Precisione volumetrica di ≤ 2% a volume pieno
- Filtro da 10mm di alta qualità
- Volumi codificati a colori; graduazioni bidirezionali e negative
- Disponibili in 7 formati: 1mL, 2mL, 5mL, 10mL, 25mL, 50mL e 100mL

In confezione singola

Codice	Volume (mL)	Graduazione neg.	Colore	Pezzi	Diametro esterno	Lunghezza	Cartone
CL100	1mL	-0.4mL	Giallo	Singolo	5.16± 0.05mm	282±2mm	1000
CL101	2mL	-0.5mL	Verde	Singolo	5.16± 0.05mm	284.35±2mm	800
CL102	5mL	-2.5mL	Blu	Singolo	7.94±0.05mm	342.2±2mm	300
CL103	10mL	-3mL	Arancione	Due	9.7±0.05mm	346±2mm	200
CL111	25mL	-10mL	Rosso	Tre	14.3±0.10mm	344± 2mm	200
CL112	50mL	-10mL	Viola	Tre	17.7±0.10mm	342± 2mm	100
CL113	100mL	/	Rosa	Tre	24.5±0.10mm	346.2± 2mm	50

Zip-bag da 25 pezzi

Codice	Volume (mL)	Graduazione neg.	Colore	Pezzi	Diametro esterno	Lunghezza	Cartone
CL105	1mL	-0.4mL	Giallo	Singolo	5.16± 0.05mm	282±2mm	1000
CL106	2mL	-0.5mL	Verde	Singolo	5.16± 0.05mm	284.35±2mm	800
CL107	5mL	-2.5mL	Blu	Singolo	7.94±0.05mm	342.2±2mm	300
CL108	10mL	-3mL	Arancione	Due	9.7±0.05mm	346±2mm	200
CL109	25mL	-10mL	Rosso	Tre	14.3±0.10mm	344± 2mm	200
CL110	50mL	-10mL	Viola	Tre	17.7±0.10mm	342± 2mm	100
CL117	100mL	/	Rosa	Tre	24.5±0.10mm	346.2± 2mm	50

PIPETTE PER ASPIRAZIONE

Queste pipette non graduate sono realizzate per operazioni di laboratorio rapide ed efficienti che non richiedono la misurazione.
Ideali per la rimozione di liquidi nelle fasi di centrifugazione, cambio tampone e pulizia dei campioni.

Caratteristiche:

- In confezione singola
- Design senza graduazioni
- Senza filtro per un'aspirazione diretta e rapida
- Ideali per la rimozione del liquido in eccesso, cambi tampone e pulizia dei campioni
- Disponibili in 3 formati: 1mL, 2mL, 5mL e 10mL

Codice	Volume (mL)	Graduazione neg.	Colore	Pezzi	Diametro esterno	Lunghezza	Cartone
CL100A	1mL	/	/	100	4.6±0.2 mm	270±1 mm	1000
CL101A	2mL	/	/	100	6.1±0.2 mm	276±1 mm	800
CL102A	5mL	/	/	50	8±0.2 mm	344±1 mm	300
CL103A	10mL	/	/	50	9.95 ± 0.2 mm	344±1 mm	200

PIPETTE SHORTY

Più corte rispetto ai modelli standard, queste pipette sono progettate per rendere più agevole l'uso sotto cappa o in ambienti con spazio ridotto.
Il loro formato compatto riduce l'affaticamento di braccio e polso, migliorando il comfort nelle operazioni ripetitive di pipettaggio.

Caratteristiche:



- In confezione singola e bulk
- Design compatto per una migliore ergonomia e facilità d'uso
- Filtro di alta qualità
- Volumi con codifica colori; graduazioni bidirezionali e negative
- Disponibili in 4 formati: 5mL, 10mL, 25mL e 50mL

Codice	Volume (mL)	Graduazione neg.	Colore	Pezzi	Formato	Diam. esterno	Lunghezza	Cartone
CL102SH	5mL	-2.2mL	Blu	50	Conf. singola	7.94 ±.0.05	230 ±1mm	300
CL103SH	10mL	-9mL	Arancione	50	Conf. singola	9.7 ±0.05	230 ±1mm	200
CL111SH	25mL	-8mL	Rosso	50	Conf. singola	14.3 ±0.10	230 ±1mm	200
CL112SH	50mL	-10mL	Viola	25	Conf. singola	17.7±0.10	230 ±1mm	100
CL107SHB	5mL	-2.2mL	Blu	25	Bulk	7.94 ±.0.05	230 ±1mm	500
CL108SHB	10mL	-9mL	Arancione	25	Bulk	9.7 ±0.05	230 ±1mm	350
CL109SHB	25mL	-8mL	Rosso	25	Bulk	14.3 ±0.10	230 ±1mm	350
CL110SHB	50mL	-10mL	Viola	25	Bulk	17.7±0.10	230 ±1mm	100

PIPETTE OPEN-END

Dotate di punta aperta, queste pipette sono adatte a campioni ad alta viscosità.
Consentono un'aspirazione e dispensazione fluide e rapide di liquidi come oli, cosmetici o soluzioni di origine alimentare, senza rallentamenti.

Caratteristiche:



- In confezione singola
- Punta aperta per fluidi ad alta viscosità
- Filtro di alta qualità
- Volumi con codifica colori; graduazioni bidirezionali e negative
- Disponibili in 4 formati: 1mL, 2mL, 5mL e 10mL

Codice	Volume (mL)	Grad. negativa	Colore	Pezzi	Diametro esterno	Lunghezza	Cartone
CL100OE	1mL	-2mL	Giallo	100	4.6±0.2mm	276±1mm	1000
CL101OE	2mL	-2mL	Verde	100	6.1±0.2mm	276±1mm	800
CL102OE	5mL	-3.5mL	Blu	50	8±0.2mm	344±1mm	300
CL103OE	10mL	-3mL	Arancione	50	9.95±0.2mm	344±1mm	200

VISITA IL NOSTRO SITO

CONTATTACI

Biosigma S.p.A Dominique Dutscher Group
Via Valletta, 6 | 30010, Cona (Venezia) Italy
Phone 0426 302225 | Fax 0426 748030
info@biosigmaeu.com | **www.biosigma.it**

REV. 12-2025