# PROVETTE PER CENTRIFUGA CLEARLine®

## Dalla centrifugazione di routine alle applicazioni ad alta velocità

Le provette per centrifuga CLEARLine® sono progettate per garantire un trattamento affidabile dei campioni e prestazioni di laboratorio costanti.

Realizzati in polipropilene trasparente vergine e forniti con tappi a vite in polietilene dotati di anello di tenuta interno, sono disponibili **provette DailySpin** per centrifugazioni di routine sia **provette High-Speed metal free** resistenti **fino a 20,000 xg**, per applicazioni di laboratorio più impegnative.




### Provette DailySpin
CLEARLine®


Per centrifugazioni fino a **15,000 x g**




### Provette High Speed Metal-Free
CLEARLine®

Per centrifugazioni fino a **20,000 x g**

# Provette **DailySpin** CLEARLine®






rack da 25 pezzi



sacchetto da 25 pezzi

**Volume**
- 15 mL
- 50 mL

**Purezza**
Libere da DNA Umano/ DNasi / RNasi / Endossine / Non Citotossiche

**Materiale**
- Provetta: Polipropilene
- Tappo: HDPE


**Sterilizzazione**
Sterilizzate a Raggi Gamma (SAL $10^{-6}$)

| Codice | Descrizione | Volume | Dimensioni | Confezionamento | Unità di vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| CL474 | Provetta conica per centrifuga in PP con tappo a vite | 50mL | 116 x Ø 28 | sacchetto da 25pz | 500pz |
| CL475 | Provetta conica per centrifuga in PP con tappo a vite | 50mL | 116 x Ø 28 | rack da 25pz | 500pz |
| CL477 | Provetta per centrifuga self-standing in PP con tappo a vite | 50mL | 118 x Ø 28 | sacchetto da 25pz | 500pz |
| CL482 | Provetta conica per centrifuga in PP con tappo a vite | 15mL | 120 x Ø 16 | sacchetto da 25pz | 500pz |
| CL490 | Provetta conica per centrifuga in PP con tappo a vite | 15mL | 120 x Ø 16 | rack da 25pz | 500pz |

# Provette **High Speed Metal-Free** CLEARLine®

METAL FREE

up to 20,000 xg






rack da 25 pezzi



sacchetto da 25 pezzi

## Volume

- 15 mL
- 50 mL

## Materiale

- Provetta: Polipropilene
- Tappo: HDPE

## Purezza

Libere da DNA Umano/ DNasi / RNasi / Endossine / Non Citotossiche

## Sterilizzazione

Sterilizzate a Raggi Gamma (SAL $10^{-6}$)

### Prestazioni High-Speed con purezza Metal-Free

Queste provette da centrifuga sono prodotte mediante un processo proprietario progettato per eliminare le tracce metalliche e prevenire interferenze nei test.
La presenza di impurità viene analizzata tramite test mirati utilizzando la spettrometria di massa con plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS).

Metalli ed elementi inclusi nel test:

- Alluminio
- Antimonio
- Arsenico
- Bario
- Berillio
- Boro
- Cadmio
- Calcio
- Cromo
- Cobalto
- Rame
- Ferro
- Piombo
- Litio
- Magnesio
- Manganese
- Mercurio
- Molibdeno
- Nichel
- Palladio
- Fosforo
- Platino
- Potassio
- Rodio
- Selenio
- Argento
- Sodio
- Stronzio
- Tellurio
- Tallio
- Stagno
- Titanio
- Tungsteno
- Uranio
- Vanadio
- Zinco
- Zirconio

| Codice | Descrizione | Volume | Dimensioni | Confezionamento | Unità di vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| CL474HS | Provetta conica per centrifuga in PP con tappo a vite | 50mL | 116 x Ø 28 | sacchetto da 25pz | 500pz |
| CL475HS | Provetta conica per centrifuga in PP con tappo a vite | 50mL | 116 x Ø 28 | rack da 25pz | 500pz |
| CL482HS | Provetta conica per centrifuga in PP con tappo a vite | 25mL | 120 x Ø 16 | sacchetto da 25pz | 500pz |
| CL490HS | Provetta conica per centrifuga in PP con tappo a vite | 25mL | 120 x Ø 16 | rack da 25pz | 500pz |

## VISITA IL NOSTRO SITO WEB

## CONTATTACI

Biosigma

Dutscher group

REV. 2026-10