Puntali per pipette CLEARLine®

Controlla i risultati del pipettaggio, dalle applicazioni di routine a quelle critiche

Soluzioni con e senza filtro per un pipettaggio affidabile

I puntali per pipette CLEARLine® sono progettati per offrire il pieno controllo sui risultati di pipettaggio, dalle attività di routine alle applicazioni critiche.

Che la priorità sia prevenire la contaminazione o massimizzare il recupero del campione, la gamma combina soluzioni con filtro e senza filtro, realizzate in polipropilene di alta qualità, per supportare una manipolazione dei liquidi accurata e costante in diversi flussi di lavoro.

I puntali con filtro prevengono la contaminazione crociata e proteggono le pipette da aerosol e particelle, mentre le versioni a bassa ritenzione riducono al minimo l'adesione del campione, migliorando recupero e accuratezza, soprattutto quando si lavora con liquidi viscosi o sensibili.



La gamma è completata da soluzioni di confezionamento versatili —sacchetti, rack e sistemi reloaded— progettate per semplificare l'organizzazione del laboratorio e migliorare l'efficienza quotidiana.

PUNTALI CON FILTRO CLEARLine®

I puntali con filtro CLEARLine® sono progettati per proteggere sia i campioni sia le pipette durante i flussi di lavoro di laboratorio più sensibili.
Il filtro integrato aiuta a prevenire la contaminazione crociata e protegge le pipette da aerosol e particelle, garantendo risultati affidabili e costanti.
Disponibili nelle versioni standard e a bassa ritenzione, supportano una manipolazione accurata dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni.

Perché scegliere i puntali con filtro:

- Puntali sterili con filtro integrato in UHMWPE per una protezione affidabile
- Privi di DNasi, RNasi, DNA umano ed endotossine
- Compatibilità universale con la maggior parte delle micropipette
- Rack stabili, codificati per colore, con coperchio incernierato
- Tracciabilità completa con numero di lotto e data di scadenza



Puntali CLEARLine® standard con filtro

Descrizione	Codice	Colore supporto	Vol. (µl)	Lunghezza (mm)	Sterile	Unità/Sacchetto	Unità di vendita
Puntali universali da 10 µl con filtro	028200CLH	Rosso	10	31.65	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali lunghi da 10 µl con filtro	015020CLH	Rosso	10	45.80	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 20 µl con filtro	014210CLH	Arancione	20	50.55	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 100 µl con filtro	036060CLH	Viola	100	50.55	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 200 µl con filtro	014220CLH	Giallo	200	50.55	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 300 µl con filtro	130510CLH	Verde	300	59.25	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 1000 µl con filtro	014200CLH	Azzurro	1000	78.05	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 1250 µl con filtro	134000CLH	Azzurro	1250	102.00±0.25	X	10 rack da 96 pezzi	960

Puntali CLEARLine® low retention con filtro

Descrizione	Codice	Colore supporto	Vol. (µl)	Lunghezza (mm)	Sterile	Unità/Sacchetto	Unità di vendita
Puntali universali da 10 µl con filtro	713130H	Rosso	10	31.65	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali lunghi da 10 µl con filtro	713114H	Rosso	10	45.80	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 20 µl con filtro	713115H	Arancione	20	50.55	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 100 µl con filtro	713116H	Viola	100	50.55	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 200 µl con filtro	713117H	Giallo	200	50.55	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 300 µl con filtro	713131H	Verde	300	59.25	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 1000 µl con filtro	713118H	Azzurro	1000	78.05	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 1250 µl con filtro	713119H	Azzurro	1250	102.00±0.25	X	10 rack da 96 pezzi	960

Scegli il puntale giusto - Standard VS Low Retention

NO INTENTIONALLY ADDED PFAS

Prodotti realizzati senza aggiunta intenzionale di PFAS durante il processo produttivo

STANDARD

Scelta affidabile per applicazioni di routine

Progettati per il pipettaggio quotidiano, quando non è richiesto il massimo recupero del campione, garantendo prestazioni costanti e affidabili.

LOW RETENTION

Prestazioni ottimizzate per applicazioni più esigenti

Superficie a bassa adesione per migliorare recupero e accuratezza quando si lavora con campioni viscosi o sensibili.

PUNTALI SENZA FILTRO CLEARLine®



I puntali senza filtro CLEARLine® sono progettati per garantire un pipettaggio affidabile e accurato nelle applicazioni di routine in laboratorio.
Disponibili nelle versioni standard e a bassa ritenzione, supportano una manipolazione dei liquidi costante in un'ampia gamma di flussi di lavoro, con diversi formati di confezionamento (sacchetti, rack e sistemi reloaded) per adattarsi alle diverse esigenze del laboratorio.

Caratteristiche principali:

- Prestazioni affidabili per applicazioni di pipettaggio di routine
- Privi di DNasi, RNasi ed endotossine
- Compatibilità universale con la maggior parte delle micropipette
- Puntali in sacchetto compatibili con rack vuoti per il riempimento interno
- Tracciabilità completa con numero di lotto e data di scadenza
- Versioni a bassa ritenzione per migliorare accuratezza e recupero del campione

Puntali CLEARLine® standard senza filtro - SACCHETTO

Descrizione	Codice	Rack vuoto compatibile	Vol. (µl)	Lunghezza (mm)	Unità/Sacchetto	Unità di vendita
Puntali universali da 10 µl senza filtro	028200CLSFBH	CL10RACK	10	31.65	Sacch. da 1000 pezzi	1000
Puntali universali da 200 µl senza filtro	014220CLSFBH	CL200RACK	200	50.55	Sacch. da 1000 pezzi	1000
Puntali universali da 300 µl senza filtro	130510CLSFBH	CL300RACK	300	59.25	Sacch. da 1000 pezzi	1000
Puntali universali da 1000 µl senza filtro	014200CLSFBH	CL1000RACK	1000	78.05	Sacch. da 1000 pezzi	1000
Puntali universali da 1250 µl senza filtro	134000CLSFBH	CL1250RACK	1250	102.00±0.25	Sacch. da 1000 pezzi	1000

Puntali CLEARLine® low retention senza filtro - RACK

Descrizione	Codice	Colore supporto	Vol. (µl)	Lunghezza (mm)	Sterile	Unità/Sacchetto	Unità di vendita
Puntali universali da 10 µl senza filtro	713130SFRKH	Rosso	10	31.65	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 10 µl senza filtro	813130SFRKH	Rosso	10	31.65		10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 200 µl senza filtro	713117SFRKH	Giallo	200	50.55	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 200 µl senza filtro	813117SFRKH	Giallo	200	50.55		10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 300 µl senza filtro	713131SFRKH	Verde	300	59.25	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 300 µl senza filtro	813131SFRKH	Verde	300	59.25		10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 1000 µl senza filtro	713118SFRKH	Azzurro	1000	78.05	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 1000 µl senza filtro	813118SFRKH	Azzurro	1000	78.05		10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 1250 µl senza filtro	713119SFRKH	Azzurro	1250	102.00±0.25	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 1250 µl senza filtro	813119SFRKH	Azzurro	1250	102.00±0.25		10 rack da 96 pezzi	960

Puntali CLEARLine® standard senza filtro - RELOADED

Descrizione	Codice	Colore supporto	Vol. (µl)	Lunghezza (mm)	Sterile	Unità/Sacchetto	Unità di vendita
Puntali universali da 10 µl senza filtro	028200CLSFREH	Rosso	10	31.65		10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 200 µl senza filtro	014220CLSFREH	Giallo	200	50.55		10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 300 µl senza filtro	130510CLSFREH	Verde	300	59.25		10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 1250 µl senza filtro	134000CLSFREH	Azzurro	1250	102.00±0.25		10 rack da 96 pezzi	480

Puntali CLEARLine® low retention senza filtro - RELOADED

Descrizione	Codice	Colore supporto	Vol. (µl)	Lunghezza (mm)	Sterile	Unità/Sacchetto	Unità di vendita
Puntali universali da 10 µl senza filtro	813130SFREH	Rosso	10	31.65		10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 10 µl senza filtro	713130SFREH	Rosso	10	31.65	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 200 µl senza filtro	813117SFREH	Giallo	200	50.55		10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 200 µl senza filtro	713117SFREH	Giallo	200	50.55	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 300 µl senza filtro	813131SFREH	Verde	300	59.25		10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 300 µl senza filtro	713131SFREH	Verde	300	59.25	X	10 rack da 96 pezzi	960
Puntali universali da 1250 µl senza filtro	813119SFREH	Azzurro	1250	102.00±0.25		10 rack da 96 pezzi	480
Puntali universali da 1250 µl senza filtro	713119SFREH	Azzurro	1250	102.00±0.25	X	10 rack da 96 pezzi	480

VISITA IL NOSTRO SITO

CONTATTACI

Biosigma S.p.A Dominique Dutscher Group
Via Valletta, 6 | 30010, Cona (Venezia) Italia
Tel ++39 0426 302224 | info@biosigmaeu.com
www.biosigma.it | www.biosigma.com

Rev. 10/2026