
REAGENTI BIOLOGIA MOLECOLARE CLEARLINE

A DOMINIQUE DUTSCHER COMPANY



Taq polimerasi, kit e Master mix

Disco Taq DNA polimerasi

- Amplificazione ad alto rendimento e affidabile per applicazioni di routine, screening o screening ad alto rendimento
- Amplificazione fino a 5 kb, compatibile con il TA-cloning e l'incorporazione di dUTP
- Attività esonucleasica 5' -> 3 e nessuna attività esonucleasica 3'-> 5'

NOVITÀ



Disco Taq 5 U/µl, con o senza tampone e MgCl2

- Disco Taq polimerasi 5 U/µl, con o senza tampone 10X e MgCl2
- Da completare con dNTPs, DNA stampo, i primers, l'acqua e il tampone 10X e MgCl2 se non fornito
- Diversi tamponi disponibili

	Specificità	Ottimizzazione della concentrazione di MgCl2 e della temperatura di ibridazione richiesta
- Tampone standard (Tris-HCl pH 8,5, KCl, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20)	+++	Sì
- Tampone ammonio (Tris-HCl pH 8,5, (NH4)2S04, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20)	+	No
- Tampone di combinazione (Tris-HCl, pH 8,7, KCl, (NH4)2SO4, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20)	++	A seconda del DNA stampo e dei primers

Descrizione	Numero di reazioni da 50 µl	Senza tampone e senza MgCl2 Codice	€	Con tampone standard 10X e 25 mM MgCl2 finale Codice	€	Con tampone ammonio 10X e 25 mM MgCl2 finale Codice	€	Con tampone di combinazione 10X e MgCl2 mM finale Codice	€
Disco Taq 5 U/µl	500	**257776***	**NC -**	**257604***	**NC -**	**257548***	**NC -**	**257602***	**NC -**
	1000	**257777***	**NC -**	**257593***	**NC -**	**257545***	**NC -**	**257592***	**NC -**
	2500	**257778***	**NC -**	**257597***	**NC -**	**257546***	**NC -**	**257596***	**NC -**
	5000	**257779***	**NC -**	**257600***	**NC -**	**257547***	**NC -**	**257599***	**NC -**

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

Disco Taq e Disco Taq Fever Master mix 2X, pronto all'uso

- Master mix pronta per l'uso, con l' aggiunta del DNA stampo, dei primers e dell'acqua
- Master mix Disco Taq 2X contiene la disco Taq, DNA polimerasi, tampone NH4+, 0,4 mM di ciascun dNTP, MgCl2 a una concentrazione finale di 1,5 o 2 mM e agenti stabilizzanti
- Master mix Disco Taq Fever 2X viene fornita con un tampone Fever, per amplificazioni fino a 4kb con una maggiore specificità, anche con templati difficili

Disponibile nella versione "pronta per il caricamento", contenente un tampone di caricamento e un colorante rosso per monitorare la migrazione:

+ Consente il caricamento diretto dopo la PCR, su gel di agarosio o SDS
+ I prodotti ottenuti possono essere utilizzati per applicazioni a valle (sequenziamento,...) dopo la purificazione su una colonna come PureIT Exo PCR ClearUp







Descrizione	Numero di reazioni da 50 µl	Numero di reazioni da 20 µl	Concentrazione finale di MgCl2 : 1,5 mM Codice	€	Concentrazione finale di MgCl2 : 2 mM Codice	€
Disco Taq Master mix 2X	100	250	**257553***	**NC -**	**257563***	**NC -**
	500	1250	**257555***	**NC -**	**257565***	**NC -**
	2500	6250	**257554***	**NC -**	**257564***	**NC -**
	5000	12500	**257556***	**NC -**	**257566***	**NC -**
Disco Taq Fever Master mix 2X	100	250	**257549***	**NC -**	**-**	**-**
	500	1250	**257551***	**NC -**	**-**	**-**
	2500	6250	**257550***	**NC -**	**-**	**-**
	5000	12500	**257552***	**NC -**	**-**	**-**
Disco Taq Master mix 2X, ready to load	100	250	**257557***	**NC -**	**257567***	**NC -**
	500	1250	**257561***	**NC -**	**257571***	**NC -**
	2500	6250	**257560***	**NC -**	**257570***	**NC -**
	5000	12500	**257562***	**NC -**	**257572***	**NC -**

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

ClearLine

Disco Taq senza glicerolo



- Disco Taq 5 U/µl o 50 U/µl con tampone di conservazione senza glicerolo, con o senza tampone 10X e MgCl2 25 mM
- Per le applicazioni che prevedono una fase di liofilizzazione o che richiedono un pipettaggio preciso di piccoli volumi
- Diversi tamponi disponibili

	Specificità	Ottimizzazione della concentrazione di MgCl2 e della temperatura di ibridazione richiesta
- Tampone standard (Tris-HCl pH 8,5, KCl, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20)	+++	Sì
- Tampone ammonio (Tris-HCl pH 8,5, (NH4)2S04, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20)	+	No

Descrizione	Numero d'unità (U)	Senza tampone e senza MgCl2 Codice	€	Con tampone standard 10X e 25 mM MgCl2 finale Codice	€	Con tampone ammonio 10X e MgCl2 25 finale Codice	€
Disco Taq 5 U/µl, senza glicerolo	500	**257590***	**NC -**	**257587***	**NC -**	**257585***	**NC -**
	1000	**257588***	**NC -**	**257578***	**NC -**	**257579***	**NC -**
	2500	**257780***	**NC -**	**257581***	**NC -**	**257781***	**NC -**
	5000	**257589***	**NC -**	**257584***	**NC -**	**257582***	**NC -**
Disco Taq 50U/µl, senza glicerolo	25000	**257575***	**NC -**	-	-	-	-
	250000	**257574***	**NC -**	-	-	-	-
	2000000	**257573***	**NC -**	-	-	-	-

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

Taq polimerasi Hot start, kit e Master mix

Hot Disco Taq DNA polimerasi

- Taq inattiva a temperatura ambiente, attivazione a 95°C per 15 min
- Possibile incorporazione di dUTP
- Alta specificità e sensibilità per prestazioni elevate
- Per applicazioni di rilevamento dei target in piccole quantità, gli screening, i mutliplexing, PCR diretta su colonie e qPCR

NOVITÀ

Hot Disco Taq 5U/µl, con o senza tampone e MgCl2



- Hot Disco Taq polimerasi 5 U/µl, con o senza tampone 10X e MgCl2
- Da completare con dNTPs, DNA stampo, i primers, l'acqua e il tampone 10X e MgCl2 se non forniti
- Diversi tamponi disponibili

	Specificità	Ottimizzazione della concentrazione di MgCl2 e della temperatura di ibridazione richiesta
- Tampone standard (Tris-HCl pH 8,5, KCl, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20)	+++	Sì
- Tampone ammonio (Tris-HCl pH 8,5, (NH4)2S04, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20)	+	No
- Tampone di combinazione (Tris-HCl, pH 8,7, KCl, (NH4)2SO4, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20)	++	A seconda del DNA stampo e dei primers

Descrizione	Numero d'unità / Numero di reazioni da 50 µl	Senza tampone e senza MgCl2 Codice	€	Con tampone standard 10X e MgCl2 25 mM Codice	€	Con tampone ammonio 10X e MgCl2 25 mM Codice	€	Con tampone combinato 10X e MgCl2 mM Codice	€
Hot Disco Taq 5U/ µl	500	**257674***	**NC -**	-	**NC -**	**257670***	**NC -**	**257782***	**NC -**
	1000	**257658***	**NC -**	**257661***	**NC -**	**257659***	**NC -**	**257660***	**NC -**
	2500	**257662***	**NC -**	**257665***	**NC -**	**257663***	**NC -**	**257664***	**NC -**
	5000	**257666***	**NC -**	**257669***	**NC -**	**257667***	**NC -**	**257668***	**NC -**

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

Hot Disco Taq Master mix 2X, pronta all'uso



- Master mix pronta per l'uso, con la sola aggiunta del DNA stampo, dei primers e dell'acqua
- La miscela Master mix 2X contiene Hot Disco Taq DNA polimerasi, dNTP, MgCl2 per una concentrazione finale di 1,5 mM e il tampone 1 (KCl/(NH4)2 SO4 Tris) o tampone 2 ((NH4)2 SO4)

Disponibile nella versione "«Ready to load», contenente un tampone di caricamento e un colorante rosso per monitorare la migrazione:

+ Possibilità di caricamento direttamente dopo la PCR, su gel di agarosio o SDS
+ Nessuna interferenza con la PCR, i prodotti ottenuti possono essere utilizzati per applicazioni a valle (sequenziamento,...) dopo la purificazione su una colonna come PureIT Exo PCR ClearUp

Descrizione	Numero di reazioni da 50 µl	Numero di reazioni da 20 µl	Tampone 1 Codice	€	Tampone 2 Codice	€
Disco Taq Master mix 2X	100	250	**257683***	**NC -**	**257695***	**NC -**
	500	1250	**257685***	**NC -**	**257697***	**NC -**
	2500	6250	**257684***	**NC -**	**257696***	**NC -**
	5000	12500	**257686***	**NC -**	**257698***	**NC -**
Disco Taq Master mix 2X, ready to load	100	250	**257687***	**NC -**	**257691***	**NC -**
	500	1250	**257689***	**NC -**	**257693***	**NC -**
	2500	6250	**257688***	**NC -**	**257692***	**NC -**
	5000	12500	**257690***	**NC -**	**257694***	**NC -**

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

Hot Disco Taq GC Master mix (2X), pronta all'uso

- Master mix pronta per l'uso, con la sola aggiunta del DNA stampo, dei primers e dell'acqua
- Per l'amplificazione di sequenze di DNA ricche di GC
- Riduce al minimo il rischio di artefatti dovuti alla possibile polimerizzazione aspecifica prima della prima fase di denaturazione
- La miscela Master 2X contiene Hot Disco Taq DNA polimerasi, tampone ottimizzato, dNTP, 3,0 mM MgCl2 e agenti stabilizzanti

Disponibile con Master mix I o II. :

+ La Master mix I è adatta nella maggior parte dei casi. Se, tuttavia, i risultati ottenuti non sono soddisfacenti, si raccomanda di utilizzare la Master mix 2

Descrizione	Numero di reazioni da 50 µl	Numero di reazioni da 20 µl	Miscela Master 1 Codice	€	Miscela Master 2 Codice	€
Hot Disco Taq 5U/ µl	100	250	**257675***	**NC -**	**257679***	**NC -**
	500	1250	**257677***	**NC -**	**257681***	**NC -**
	2500	6250	**257676***	**NC -**	**257680***	**NC -**
	5000	12500	**257678***	**NC -**	**257682***	**NC -**

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

Taq polimerasi Hot start, kit e Master mix

Hot Disco Taq DNA polimerasi (continua)

Hot Disco Taq senza glicerolo, con o senza tampone 10X

- Disco Taq 5U/µl con tampone di conservazione senza glicerolo, con o senza tampone 10X e MgCl2 25 mM
- Per applicazioni che prevedono una fase di liofilizzazione, o che richiedono un pipettaggio accurato a basso volume (manuale o automatizzato) o uno screening con un alto flusso automatizzato
- Diversi tamponi disponibili



	Specificità	Ottimizzazione della concentrazione di MgCl2 e della temperatura di ibridazione richiesta
- Tampone standard (Tris-HCl pH 8,5, KCl, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20)	+++	Sì
- tampone di ammonio (Tris-HCl pH 8,5, (NH4)2S04, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20)	+	No
- Tampone di combinazione (Tris-HCl, pH 8,7, KCl, (NH4)2SO4, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20)	++	A seconda delDNA stampo e dei primers

Descrizione	Numero d'unità (U)	Senza tampone e senza MgCl2 Codice	€	Con tampone standard 10X e MgCl2 25 mM Codice	€	Con tampone ammonio 10X e MgCl2 25 mM Codice	€
Disco Taq 5U/µl, senza glicerolo	500	**257713***	**NC -**	**257725***	**NC -**	**257723***	**NC -**
	1000	**257709***	**NC -**	**257716***	**NC -**	**257714***	**NC -**
	2500	**257711***	**NC -**	**257719***	**NC -**	**257717***	**NC -**
	5000	**257712***	**NC -**	**257722***	**NC -**	**257720***	**NC -**

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

Hot Disco Taq master mix (5X) liofilizzato

- Pronto all'uso quando viene ricostituito nel tampone fornito, con la sola aggiunta del DNA stampo, dei primers e dell'acqua
- Stabile per 12 mesi a temperatura ambiente: conservazione e trasporto a temperatura ambiente
- Amplificazione fino a 4 kb
- Hot Disco Taq master mix (5X) ricostituita (5X) è composta da Hot Disco Taq DNA polimerasi, dNTP, tampone NH4+ e MgCl2
- Disponibile nella versione "Ready to load", contenente due coloranti (arancio G e xilene cianolo FF) e un tampone di caricamento, per il monitoraggio della migrazione



Descrizione	Numero di reazioni da 25 µl	Codice.	€
Disco taq master mix 2X	500	**257701**	**NC -**
	1000	**257699**	**NC -**
	2500	**257700**	**NC -**
Disco Taq master mix 2X, Ready to load	500	**257704**	**NC -**
	1000	**257702**	**NC -**
	2500	**257703**	**NC -**



Reagenti per PCR multiplex

Hot Disco Taq Multiplex Master mix 2X pronta all'uso

- Master mix 2X pronta all'uso, con la sola aggiunta del DNA stampo, dei primers e del acqua
- Taq inattiva a temperatura ambiente, attivazione a 95°C per 15 min
- Amplificazione simultanea di più target in un'unica provetta
- Alta specificità e sensibilità per prestazioni elevate
- Riduce al minimo il rischio di artefatti dovuti alla possibile polimerizzazione aspecifica prima della prima fase di denaturazione
- Possibile incorporazione di dUTP
- Il tampone 2X contiene Hot Disco Taq DNA polimerasi, dNTPS, tampone ottimizzato e 6 mM MgCl2

Descrizione	Numero di reazioni da 50 µl	Numero di reazioni da 20 µl	Codice	€
Hot Disco Taq Multiplex Master mix 2X	100	250	**257705***	**NC -**
	500	1250	**257707***	**NC -**
	2500	6250	**257706***	**NC -**
	5000	12500	**257708***	**NC -**

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)





Clonaggio

DNA polimerasi ad alta fedeltà

Hi-fi Pop DNA polimerasi 5 U/µl, con tampone 5X e MgCl2



- Hi-fi Pop DNA polimerasi 2 U/µl, con tampone Hi-fi 5X e 25 mM MgCl2
- Amplificazione di fino a 18kb di gDNA e 25kb di λ-DNA
- Da completare con dNTP, template, primers e acqua

Descrizione	N. d'unità / N. di reazioni da 50 µl	Tampone Hi-fi 5X e 25 mM MgCl2	€
Hot Disco Taq 5U/ µl	100	**257651***	**NC -**
	500	**257653***	**NC -**
	2500	**257650***	**NC -**
	5000	**257652***	**NC -**

Intensificatore per templati difficili da amplificare

Codice	Descrizione	€
257543*	Intensificatore, soluzione di betaina 5M	**NC -**

Hi-fi Pop DNA polimerasi Master mix 2X, pronta all'uso

- Master mix pronta per l'uso, con la sola aggiunta del DNA stampo, dei primers e dell'acqua
- Amplificazione di un massimo di 11 kb di gDNA
- Il tampone 2X contiene Hi-fi Taq DNA polimerasi, dNTP, il tampone Hi-fi e 3 mM MgCl2 per una concentrazione finale di 1,5 mM



Descrizione	Numero di reazioni da 50 µl	Numero di reazioni da 20 µl	Codice	€
Disco Taq Master mix 2X	100	250	**257654***	**NC -**
	500	1250	**257656***	**NC -**
	2500	6250	**257655***	**NC -**
	5000	12500	**257657***	**NC -**

Intensificatore templati difficili da amplificare

Codice	Descrizione	€
257543*	Intensificatore, soluzione di betaina 5M	**NC -**

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

Estrazione di acidi nucleici con metodi chimici

Kit di estrazione del DNA - ExtraCLEAR

NOVITÀ






- Estrazione del DNA da vari campioni (batteri, tessuti, piante, organi, piume di uccelli, saliva)
- Protocollo facile e veloce (8 minuti)
- Una volta che il reagente è stato miscelato con il campione, può essere incubato a 3 diverse temperature (65 °C 6 min, 98 °C 2 min, 4°)
- Estrazione eseguita in un termociclatore o in un blocco termico
- Reagente non tossico
- DNA estratto pronto per l'amplificazione PCR

Codice	Descrizione	Numero di purificazioni	€
257747	Kit di estrazione del DNA ExtraCLEAR	100	NC -
257748	Kit di estrazione del DNA ExtraCLEAR	500	NC -

Marcatore di peso molecolare (Ladder)

NOVITÀ

Codice	257739	257738	257740
€	NC -	NC -	NC -
Dimensione dei frammenti	Da 100 a 3000 pb	Da 100 a 1000 pb	Da 100 a 500 pb
Numero di frammenti	7	5	3
Frammenti a doppia intensità	700 pb	500 pb	-
Concentrazione	24 µg/ml	19 µg/ml	12 µg/ml
Quantità / Volume	12 µg/500 µl	9,5 µg/500 µl	6 µg/500 µl
Vol. da utilizzare/pozz.	5 µl (100 linee/tubo)		
			
Pronto all'uso (compresi i coloranti per il monitoraggio della migrazione e il glicerolo)	Sì		
Tipo di colorante	Blu di bromofenolo		

Tampone di caricamento, glicerolo e blu di bromofenolo

Tampone di ricarica

- Pronto all'uso
- Per DNA e RNA su gel di poliacrilammide o agarosio



NOVITÀ

Codice	Descrizione	Colorante per il monitoraggio della migrazione	Posizione del colorante rispetto ai campioni (gel di agarosio all'1%)	Concentrazione	Imballaggio	€
257752	Tampone di ricarica ciano	Xilene cianolo FF	800 - 1000 pb	5X	5 provette da 1 ml	NC -
257754	Tampone di carica rosso	Rosso cresolo	500 - 800 pb	5X	5 provette da 1 ml	NC -
257751	Tampone di carica blu	Blu di bromofenolo	300 - 500 pb	5X	5 provette da 1 ml	NC -
257753	Tampone di carica arancione	Orange G	50 - 150 pb	5X	5 provette da 1 ml	NC -

Purificazione dei prodotti PCR - Estrazione su gel e purificazione diretta su colonna

Kit di purificazione del prodotto PCR - Exo PCR ClearUP

ClearLine

NOVITÀ

- Pulizia dei prodotti PCR in un unico passaggio
- Protocollo facile e veloce (5 min)
- Senza l'uso di colonne o sfere magnetiche
- Rimozione dei primers residui, del DNA a singolo filamento e inattivazione dei dNTP in eccesso per de-fosforilazione
- Prodotti purificati da utilizzare per la preparazione di librerie NGS

Codice	Descrizione	Numero di purificazioni	€
257635	Exo PCR ClearUP	100	**NC -**
257636	Exo PCR ClearUP	500	**NC -**
257637	Exo PCR ClearUP	5000	**NC -**

Vari prodotti per PCR e qPCR (dNTP, tamponi, acqua,...)

Desossiribonucleotidi (dNTP), acqua di grado PCR e intensificatore ClearLine

ClearLine

NOVITÀ

Codice	Descrizione	Concentrazione	Imballaggio	€
Desossiribonucleotidi				
257743*	Miscela di dNTP, soluzioni di dATP, dCTP, dGTP e DTTp, 25 mM di ciascuna	100 mM	8 provette da 0,5 ml	**NC -**
257744*	Miscela di dNTP, soluzioni di dATP, dCTP, dGTP e DTTp, 10 mM di ciascuna	40 mM	2 provette da 0,5 ml	**NC -**
257746*	Set di dNTP, soluzione di dATP, dCTP, dGTP e DTTp, 100 µM, in provette separate	100 mM	16 provette da 0,25 ml	**NC -**
257745*	Set di dNTP, soluzione di dATP, dCTP, dGTP e DTTp, 25µM, in provette separate	100 mM	4 provette da 0,25 ml	**NC -**
MgCl2				
257741	MgCl2 25 mM	25 mM	10 provette da 1,5 ml	**NC -**
257742	MgCl2 25 mM	25 mM	3 provette da 1,5 ml	**NC -**
Potenziatore PCR				
257543*	intensificatore della soluzione di betaina per matrici complesse	5 M	5 provette da 1 ml	**NC -**
Acqua di grado PCR				
257605	Acqua ultrapura di grado PCR	-	1 bottiglia da 1000 ml	**NC -**
257606	Acqua ultrapura di grado PCR	-	1 bottiglia da 500 ml	**NC -**
257607	Acqua ultrapura di grado PCR	-	6 provette da 5 ml	**NC -**

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

Tampone per Disco Taq e Hot Disco Taq DNA polimerasi

Codice	Descrizione	Concentrazione	Imballaggio	€
257757	Tampone standard 10X, MgCl2 1,7mM per Hot Disco Taq e Disco Taq DNA polimerasi	10X	3 provette da 1,5 ml	**NC -**
257749	Tampone di ammonio 10X, 1,5 mM MgCl2 Hot Disco Taq e Disco Taq DNA polimerasi	10X	3 provette da 1,5 ml	**NC -**
257750	Tampone di combinazione 10X, 1,5 mM MgCl2 Hot Disco Taq e Disco Taq DNA Polimerasi	10X	3 provette da 1,5 ml	**NC -**
257755	Tampone per templato ricco di GC 1 4X Hot Disco Taq DNA polimerasi	4X	10 provette da 1,5 ml	**NC -**
257756	Tampone per templato ricco di GC 2 4X Hot Disco Taq DNA polimerasi	4X	10 provette da 1,5 ml	**NC -**



Direct PCR

Direct PCR ExtraClear

- Kit per l'estrazione rapida del DNA (8 minuti) seguita da un'amplificazione PCR e caricamento su gel
- Estrazione di DNA da vari campioni (tessuti di mammiferi, foglie, piume, pinne di pesce, saliva,...)
- Disponibile in versione classica con l'enzima Disco Taq o in versione Hot Start, con l'enzima Hot Disco Taq

NOVITÀ

Kit Direct PCR ExtraClear



- Fornito con la soluzione di estrazione atossica ExtraClear e Disco Taq Master mix 2X
- Disco Taq Master mix 2X "Ready to load" è pronta all'uso (con l'aggiunta del DNA stampo, dei primers e dell'acqua) e contiene un colorante rosso per il caricamento diretto su gel

Codice	Descrizione	Numero di purificazioni	€
257732*	Kit Direct PCR ExtraClear	100	**NC -**
257733*	Kit Direct PCR ExtraClear	500	**NC -**

*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 40 € (IVA escl.)

Kit Direct Hot Start PCR ExtraClear



- Fornito con la soluzione di estrazione atossica ExtraClear e Disco Taq Master mix 2X
- Hot Disco Taq Master mix 2X "Ready to load" è pronta all'uso (con l'aggiunta del DNA stampo, dei primers e dell'acqua) e contiene un colorante rosso per il caricamento diretto su gel
- Hot Disco Taq è inattiva a temperatura ambiente, l'enzima si attiva se incubato a 95°C per 15 min

Codice	Descrizione	Numero di purificazioni	€
257730*	Kit Direct Hot Start PCR ExtraClear	100	**NC -**
257731*	Kit Direct Hot Start PCR ExtraClear	500	**NC -**





BIOSIGMA S.p.A Una società di Dominique Dutscher
Via Valletta, 6 30010 Cona -Ve- Italia Tel. 0426 30 22 25
Fax 0426 74 80 30 info@biosigmaeu.com
www.biosigma.it