Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER

Les Cryovials®

Simport Scientific inc.
Depuis 1975
Une entreprise familiale Canadienne

La solution pour conserver vos échantillons en toute sécurité.


- En polypropylène vierge de qualité médicale, non cytotoxique
- Stérile par rayonnement gamma et autoclavable
- Exempts de BSE / TSE BPA, phtalate, latex et métaux lourds
- Exempts de RNase, DNase, Pyrogène et d'ADN
- Résiste des températures aussi basses que -196°C
- **Échantillons gratuits disponibles**



Un joint de silicone
+
Une jointure à très longue lèvre
=
Étanchéitée inégalée!




Le joint s'insère parfaitement dans le tube pour **garantir l'étanchéité et prévenir la contamination!**



Réf.	040264	040265	040266	040267	040268	040269
Volume (ml)	1,2	2	2	3	4	5
Fond	Conique	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond
Jupe	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
ø x h (mm)	12,5 x 41	12,5 x 49	12,5 x 48	12,5 x 70	12,5 x 72	12,5 x 90
Unités/carton	100	100	100	100	100	100
€/ carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Filetage externe



Réf.	039900N	102028N	102027N	930911	102051N
Volume (ml)	1,2	2	2	4	5
Hauteur (mm)	41	49	48	72	90
Unités/carton	100	100	100	1000	100
€/ carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Filetage interne

Les Cryovials® de Simport conservent vos échantillons pour des décennies dans ces boîtes de rangement robustes et autoclavables résistantes à des températures entre -196°C et +121°C



CRYOSTORE

Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99
Dutscher.com

Dutscher
ENSEMBLE, AIDONS LA SCIENCE À PROGRESSER