KISKER DUTSCHER GROUP

ClearLine®

HybridRack & Rack ClearLine® Plus : Unsere nachhaltigen Spitzen!

PFAS FREE

Jede Handlung zählt, wenn wir nachhaltige Kreisläufe schaffen: Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln, Neu gestalten!



REDUZIEREN

Weniger und besser konsumieren, bereits bei der Konzeption

- **1800 Liter Wasser** weniger pro Karton*
- Hergestellt mit **33 % erneuerbarer Energie**
- **80 % weniger** Kunststoff und CO_2-Ausstoß*
- **EnergyStar** , das garantiert, dass der Standort **weniger Energie verbraucht als 75 % der vergleichbaren Standorte**
- **Umweltleistung zertifiziert** durch eine externe Stelle

*nur Hybridrack

ACT. The Environmental Impact Factor Label

WIEDERVERWENDEN

Ressourcen schonen durch Abfallvermeidung und die Reduzierung von Überproduktion

- ClearLine® Plus Racks aus Polypropylen: **robust und für mehrere Autoklavierzyklen geeignet**

05 PP

NEU ERSTELLEN

Dem Material eine neue Verwendung geben und den Ressourcenkreislauf verlängern

- Die Wiederverwertung unserer Racks bedeutet eine **Umwandlung in neue Alltagsgegenstände** : Blumentöpfe, Behälter, Autoteile

RECYCELN

Materialien ein zweites Leben geben

- Unsere Racks und Nachfüllpackungen werden in Frankreich gelagert und recycelt
- **über 30 T** recycelter Kunststoff pro Jahr
- Ein Service, der allen unseren Kunden angeboten wird, um den ökologischen Wandel in den Labors zu unterstützen
- Biologisch abbaubare* Behälter und Deckel

*nur Hybridrack

05 PP

Weitere Details finden Sie hier!

Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel.: (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312
Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com

KISKER
DUTSCHER GROUP

ClearLine®

SPITZEN
CLEARLINE® PLUS



- Hergestellt aus **reinem Polypropylen**
- **Universelle** Spitzen
- **Graduierte** Spitzen
- **RNase/DNase frei**
- **Konformität** gemäß ISO 8655
- **Ohne Trennmittel**
- **Low-Binding**-Technologie der neuesten Generation
- **Diamantpolierte Formspitze** ohne Hohlräume oder Verstopfungen
- **Racks aus Karton** (HybridRack) **oder aus PP** (ClearLine® Plus) wiederverwendbar mit Nachfüllpackungen
- **Farbcode** Farbabstufungen je nach Volumen
- **Aufsteckdeckel** (HybridRack) **oder Scharnierdeckel** (ClearLine® Plus)
- **Recycelbar**

Mit Filter & ohne Filter

Filterspitzen

Verpackt im sterilen Rack oder als Nachfüllsystem (HybridRack)

Der Filter hält die Probe nicht zurück. Bei Überpipettieren kann daher ein Teil der Flüssigkeit wieder zurückgewonnen werden.
Low-Binding-Spitzen ohne PFAS!

Spitzen ohne Filter

Verpackt im sterilen Rack oder als Nachfüllpackung

Steriles Rack: Standard- oder Low-Binding-Spitzen
Wiederverwendbare Racks mit Nachfüllpackungen für Spitzen ohne Filter

Nachfüllpackung: Standardspitzen
Die Nachfüllpackungen sind in 2 Einheiten mit jeweils 5 Trays und Schutzdeckel verpackt.

Low Binding Technologie neuer Generation

Die Low-Binding-Technologie reduziert die Adsorption von Proteinen und DNA an den Wänden der Pipettenspitzen.
Ergebnis : **höhere Genauigkeit, bessere Reproduzierbarkeit und Schutz wertvoller Proben.**
Die meisten Lösungen basieren auf dem Zusatz von fluorierten Harzen (PFAS), die heute für in Europa und den Vereinigten Staaten hergestellte Spitzen verboten sind.

ClearLine® Plus geht noch einen Schritt weiter: die effizienteste Low-Binding-Technologie auf dem Markt – kombiniert mit dem ersten PFAS-freien Harz.



Standard-Spitze | Low-Binding-Spitze eines Wettbewerbers | **Spitze Low Binding ClearLine® Plus**

Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel.: (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312
Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com

KISKER
DUTSCHER GROUP


TECHNISCHE DATEN
CLEARLINE® PLUS-SPITZEN


PFAS FREE

10 µl Tips

Long reach

- Lang und graduiert
- Ideal für 1,5 ml und 2 ml Mikroröhrchen
- Art. Nr. : **713278 / 713275 / 713276 / 713277 / 258416A**








Sharp

- Sehr fein und graduiert: 1 µl, 2 µl, 5 µl und 10 µl
- Außergewöhnliche Genauigkeit: ideal für molekularbiologische Anwendungen wie PCR, NGS
- Dies ist die einzige 10-µl-Spitze mit 1-µl-Graduierung
- Art. Nr. : **713260 / 713245 / 713246 / 713247**





Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel.: (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312
Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com

TECHNISCHE DATEN


CLEARLINE® PLUS-SPITZEN

PFAS FREE

200 µl Tips

Multiguard 3

- Eine Spitze für drei Mikropipetten : 20 µl, 100 µl, 200 µl
- Graduierung 20 µl, 50 µl, 100 µl und 200 µl
- Sehr lang 77,5 mm: ideal für Assay-Blöcke
- Art. Nr. : **713264**



Multiguard 3 VS Std 200 µl



Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel.: (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312
Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com


KISKER
DUTSCHER GROUP

TECHNISCHE DATEN
CLEARLINE® PLUS-SPITZEN


PFAS FREE

1250 µl Tips

- Exklusives Design und sehr lang: ideal für 15- und 50ml-Röhrchen, Assay-Blöcke
- Graduierung 200 µl, 500 µl und 1000 µl
- Art. Nr. : **713266 / 713254 / 713255 / 258419A**



1250 µl VS Std 1000 µl



Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel.: (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312
Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com

SPITZEN CLEARLINE® PLUS

PFAS FREE

Auswahl an ClearLine® Plus-Spitzen:


Sterile Low-Binding-Filterspitzen

Art. Nr.	Bezeichnung	€
713278	Sterile 10-µl-Filterspitzen Longreach, mit Graduierung, Low Binding, für ClearLine® Plus-Rack, 960 Stück	AA -
713260	Sterile 10-µl-Filterspitzen, sharp, mit Graduierung, Low Binding, ClearLine® Plus-Rack x 960	AA -
713261	Sterile 20-µl-Filterspitzen Low Binding, Rack/96, ClearLine® Plus, 960 Stück	AA -
713262	Sterile 100-µl-Filterspitzen Low Binding, Rack/96, ClearLine® Plus, 960 Stück	AA -
713263	Sterile graduierte Filterspitzen 10–200 µl Low Binding, Rack/96, ClearLine® Plus, 960 Stück	AA -
713264	Sterile graduierte Filterspitzen 20–200 µl Low Binding, Rack/96, ClearLine® Plus, 768 Stück	AA -
713265	Sterile 300-µl-Filterspitzen mit Graduierung, Low Binding, Rack/96, ClearLine® Plus, 768 Stück	AA -
713266	Sterile 1250-µl-Filterspitzen, lang, mit Graduierung, Low Binding, Rack/96, ClearLine® Plus	AA -



Filterspitzen-Nachfüllpackung

Art. Nr.	Bezeichnung	€
258355	10-µl-Filterspitzen für Longreach-Hybridrack ClearLine® Low Binding, steril, 96 x 10	AA -
258408	10-µl-Filterspitzen Sharp Hybridrack ClearLine® Low Binding, steril, 960 Stück	AA -
258356	20-µl-Filterspitzen für ClearLine Hybridrack, „Low Binding“, steril, 96 x 10	AA -
258357	100-µl-Filterspitzen für ClearLine Hybridrack, „Low Binding“, steril, 96 x 10	AA -
258358	200-µl-Filterspitzen für ClearLine Hybridrack, „Low Binding“, steril, 96 x 10	AA -
258367	200-µl-Filterspitzen für ClearLine® Hybridrack, Low Binding, XL, steril, 96 x 8	AA -
258359	300-µl-Filterspitzen für ClearLine® Hybridrack, Low Binding, XL, steril, 96 x 8	AA -
258360	1250 µl-Filterspitzen für ClearLine® Hybridrack, Low Binding, steril, 96 x 8	AA -



Nachfüllpackung Spitzen ohne Filter

Art. Nr.	Bezeichnung	€
258416A	10-µl-Spitze, lang, mit Graduierung, Nachfüllpackung aus Karton, ClearLine® plus, 960 Stück	AA -
258417A	200 µl-Spitze mit Graduierung, Nachfüllpackung aus Karton, ClearLine® plus, 960 Stück	AA -
258418A	300 µl-Spitze mit Graduierung, Nachfüllpackung aus Karton, ClearLine® plus, 960 Stück	AA -
258419A	1250 µl-Spitze mit Graduierung, Nachfüllpackung aus Karton, ClearLine® plus, 768 Stück	AA -



Hier finden Sie alle unsere Verpackungsgrößen auf kisker-biotech.com

Kisker Biotech GmbH & Co. KG :
Tel.: (49) 02551-864310
Fax : (49) 02551-864312
Postfach 1329 D-48543 Steinfurt
contact@kisker-biotech.com
www.kisker-biotech.com